
Monteringsvejledning (DK)

Montering af kaleche

Monteringsveiledning (N)

Montering av kalesje på Stingray sportsvogn

Monteringsanvisning (SE)

Montering av sufflett

Mounting instruction (GB)

Mounting folding top

Montage-handleiding (NL)

Wind- en regenkap

Monteringsvejledning

R82[®]

Montering af kaleche

Montering af holdere:

- * Holderen monteres i hullerne på ryggen vha. medfølgende 6 mm skruer.

Montering af kaleche:


- * Kalechen monteres i holderne (A) på stolen. Vær opmærksom på at den klikker på plads.



Afmontering:

- * Tryk ind ved (B) for at afmontere kalechen. Træk derefter op og ud af holderne.

Tilpasning:

- * Kalechen kan vinkles i beslaget (C). Kalechen klikker fra ét hak til et andet.

 Monterings samt justering af tilbehør skal udføres i henhold til ovenstående beskrivelse. Tjek før hver brug, at tilbehøret er korrekt monteret/justeret.



Monteringsveiledning

R82[®]

Montering av kalesje på Stingray sportsvogn

Montering av holdere:

- Holderen monteres i hullene på ryggen på ryggen med de medfølgende 6 mm skruene.

Montering av kalesje:



- Kalesjen monteres i holderne (A) på stolen. Påse at den klikker på plass.

Demontering:

- Trykk inn ved (B) for å demontere kalesjen. Trekk den deretter opp og ut av holderne.

Tilpassing:

- Kalesjen kan vinkles i beslaget (C). Kalesjen klikker fra ett hakk til det neste.



Montering og justering av tilbehøret skal utføres iht. ovenfor nevnte beskrivelse. Sjekk hver gang før bruk at tilbehøret er korrekt montert/justert.

Monteringsanvisning

R82[®]

Montering av sufflett

Montering av hållare:

- Montera hållaren i hålen på ryggen med hjälp av medföljande 6 mm-skrivar.

Montering av sufflett:



- Montera suffletten i hållarna (A) på sitsen. Var noga så att den klickar på plats ordentligt.

Demontering:

- Tryck inåt vid (B) för att demontera suffletten. Dra den därefter uppåt och ut ur hållarna

Anpassning:

- Suffletten kan vinklas i beslaget (C). Suffletten flyttas ett hack i sänder.



Montering samt justering av tillbehör måste utföras i enlighet med ovanstående beskrivning. Kontrollera före varje användningstillfälle att tillbehöret är korrekt monterat/justerat.

Mounting instruction

R82[®]

Mounting folding top

Mounting fittings for the folding top:

- * Use the enclosed screws to mount the fitting on the back.

Mounting the folding top:

- * Place the folding top in the fittings (A). Please make sure it clicks into place.

Dismounting:



- * Push in at (B) to dismount the folding top. Then pull the folding top out of the fittings.

Adjustment:

- * The folding top angles in the fitting (C). The folding top clicks from one position to another.



Any adjustments and addition of accessories must be placed and fitted correctly and checked before every use.



Montage-handleiding

R82[®]

Wind- en regenkap

Houders voor de wind- en regenkap monteren:

- * Gebruik de meegeleverde inbusbouten om de houders (A) aan de zijkant van de rugleuning te monteren.

De wind- en regenkap monteren:


- * Plaats de wind- en regenkap in de houders (A). Zorg dat de kap op z'n plaats klikt.

Demonteren:

- * Duw in bij (B) om de wind- en regenkap te demonteren. Trek vervolgens de wind- en regenkap uit de houders.

Verstellen:

- * De hoek van de wind- en regenkap verstelt u met de bevestiging (C). De wind- en regenkap klikt van de ene positie in de andere.

 Alle verstellingen en toevoegingen van accessoires moeten correct worden uitgevoerd en voorafgaand aan ieder gebruik worden gecontroleerd.

