

Kombinationsavtal

Rullstolar



1A15212.6 21-02-12

Listan över kombinationsavtal är endast en översikt. För mer ingående information angående avtalen, kontakta kundservice. Den maximala brukarvikten för kombinationen är alltid densamma som för den produkt i kombinationen som har den lägsta maximala brukarvikten.

Företag	Produkt	Etac Produkt
Alber	e-motion M15, M25	Cross 6, Elite, Cross, Cross XL, Cross 5, Cross 5 XL, M100, Twin, Prio, Crissy Swing-Away, Crissy Active
Alber	e-fix E25/E26	Cross 6, Cross, Cross XL, Cross 5, Cross 5 XL Transit, Twin, M100
Alber	Quix Q10	Cross, Cross XL, Transit, Twin
Alber	Scalamobil S30 equipped with Scalaport X7	Act, Elite, Next, Next Comfort, M100
Alber	Scalamobil S35/S38	Cross 6, Cross, Cross XL, Cross 5, Cross 5 XL, Transit, Twin, M100, Prio, Crissy Swing-Away, Crissy Active
Alber	Viamobil eco V14	Cross, Cross XL, Cross 5, Cross 5 XL, Twin, M100, Crissy Swing-Away, Crissy Active
Alber	Viamobil V15	Cross, Cross XL, Transit, Twin, M100
Alber	Viamobil V25	Cross 6, Cross, Cross XL, Cross 5, Cross 5 XL, M100, Twin, Transit, Prio, Crissy Swing-Away, Crissy Active
Alber	e-fix E35/E36	Cross 6, Cross, Cross XL, Cross 5, Cross 5 XL, M100, Twin, Transit, Prio, Crissy Swing-Away, Crissy Active
Alber	e-pilot P15	Cross 6, Crissy Swing-Away, Crissy Active
Alber	SMOOV 010	Cross 6, Cross 5, Cross 5 XL, Crissy Swing Away, Crissy Active
Alu Rehab A/S	Netti Contour, UNO seat, Netti Sit, UNO Back, Netti Smart, Netti Stabil, Netti Super Stabil, Netti Kyfotic Back, Netti Nordic Back.	Cross, Cross XL, Cross 5, Cross 5 XL, Act, Elite, M100, M100 TR, Transit III, Next, Next Comfort, Etac Sting.
Anatomic Sitt	Varilite Seat cushion, Support bältesserie, Proserie Head-rest	Cross 6, Next, Cross, Cross XL, Twin, Transit III, Sting Act, Elite, Crissy Swing-Away, Crissy Active, Cross 5, Cross 5 XL, Prio
Armbike/Jonny Borg	Armbike	Act, Elite
Bodypoint, Inc	Bodypoint 2-pt and 4-pt Hip Belts: NB200-series, HB100-series, HB200-series, HB400-series, EB200-series, LB200-series, LB400-series, LH600-series, SH100-series, SH200-series, SH300-series, SP110-series, SP111-series	Cross, Cross XL, Cross 5, Cross 5 XL, Cross 6, Twin, Transit, M100, M100 TR, Prio
Decon AB	Easy Wheel E-Move MEM6153, MEM6154, E-Drive	Cross, Twin, Act och Elite Cross 5, Cross 5 XL, Cross 5 Active, Cross 6
Enkatsu Solutions AB	Enkatsu Climber	Cross, Twin, Transit, Ono Rollator, Clean och Mobil
FW Flexiwise	Flexiwise Universal infusionsställning	Cross, Cross XL, Transit, Twin, Next, Next Comfort, M100
G.Niklassons	Maxgrip Rear wheel	Next, Cross XL, Cross, Twin, Sting, Act och Elite
HEA Medical AB	HEA monteringsfäste för bröstselar	Cross 5, Cross 5 XL, Cross, Cross XL, Cross 6, M100 m.hrb körhandtag, Transit m hrb körhandtag

Kombinationsavtal

Rullstolar



1A15212.6 21-02-12

Företag	Produkt	Etac Produkt
Janmek HB	Hållare för syrgasbehållare Hållare för flytande oxygenbehållare Droppställning	Cross 6, Cross, Cross XL, Cross 5, Cross 5XL, Twin, Transit III, Elite, Act, Sting, Next, Next Comfort, HandiVipp Frame Only, HandiVipp, M100, M100TR, M100 VB
Max mobility	Smart Drive MX2+	Cross 5, Cross 5 XL, Cross, Cross XL
Medema	M-Drive drivaggregat	Cross, Cross XL, Cross VB & Cross XL VB
Mercado Medic	Real 9000, Real 9000 Plus, Real 6100, Real 6100 Plus	Amputationsbenstöd, Benstöd- vid -snäv och -snäv kort, Fotplattor
Otto Bock Scandinavian AB	Head and Necks supports, Foot Buckets and Calf Pads, Firm Seating and Back systems and Cushions	Next, Cross XL, Cross, Twin, Transit III
Performance Health	Backrest V-Trak Products LTD	Cross, Cross XL, Next, Next Comfort, Twin and Transit
R82	Head and Necks support	Cross, Cross XL, Cross 5, Next, Next Comfort, Elite, Sting, M100, M100 TR
Sunrise Medical AB	Backrest Jay 2, standard, deep & Back Jay 3	Cross 6, Cross 5, Cross 5 XL, Prio, Cross, Cross XL, Next, Next Comfort, Twin and Transit
Sunrise Medical AS	PowerTec F16	Cross
Sunrise Medical Europe	Quickie Wheeldrive	Cross 5
Särnmark Hjälpmedel AB	Hemi-armrest Positioning seat & Active badge	Etac's wheelchair
Tzora Active Systems	Combi Power, Combi Power Comfort	Cross, Cross XL, Transit III
UB-Let	EasyGo+	Cross XL, Twin XL