

Kombinasjoner sete og understell, maks belastning.

Produkt	Ordinær bruk	Krasjtestet	x:panda str. 1S	x:panda str. 1M	x:panda str. 1L	x:panda str. 2S	x:panda str. 2M	x:panda str. 2L	x:panda str. 3S	x:panda str. 3M	x:panda str. 3LM	x:panda str. 4S	x:panda str. 4M	x:panda str. 4L	Stingray str. 1	Stingray str. 2
High-Low inne str. 1	X		30*	30*	30*	30*	30*	30*	-	-	-	-	-	-	-	-
High-Low ute str. 1	X		30*	30*	30*	30*	30*	30*	-	-	-	-	-	-	-	-
		X	30*	30*	30*	30*	30*	30*	-	-	-	-	-	-	-	-
High-Low:x inne str. 1	X		30*	30*	30*	30*	30*	30*	-	-	-	-	-	-	-	-
High-Low:x inne str. 2	X		-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-
High-Low:x inne str. 3	X		-	-	-	-	-	-	60	60	60	80	80	80	-	-
High-Low:x ute str. 1	X		30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
		X	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
High-Low:x ute str. 2	X		-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-
		X	-	-	-	-	-	-	43	43	43	-	-	-	-	-
CombiFrame:x str. 1, 20" 12 ½"	X		30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CombiFrame:x str. 1, 22" 24"	X		30	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X	30	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CombiFrame:x str. 2, 20" 22" 24" 12 ½"	X		30	30	30	30	30	30	60	-	-	-	-	-	-	-
		X	30	30	30	30	30	30	60	-	-	-	-	-	-	-
CombiFrame:x str. 3, 20" 12 ½"	X		30	30	30	30	30	30	60	60	60	-	-	-	-	-
		X	30	30	30	30	30	30	60	60	60	-	-	-	-	-
CombiFrame:x str. 3, 22" 24"	X		30	30	30	30	30	30	60	60	-	-	-	-	-	-
		X	30	30	30	30	30	30	57	60	-	-	-	-	-	-
CombiFrame:x str. 4, 20" 22" 24" 12 ½"	X		30	30	30	30	30	30	60	60	60	80	80	80	-	-
		X	30	30	30	30	30	30	60	60	60	75	75	75	-	-
MultiFrame str. 1, 12 ½"	X		30	30	30	30	30	30	60	60	-	-	-	-	-	-
		X	30	30	30	30	30	30	60	60	-	-	-	-	-	-
MultiFrame str. 1, 22"	X		30	30	-	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
		X	30	30	-	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
MultiFrame str. 2, 12 ½"	X		30	30	30	30	30	30	60	60	60	-	-	-	-	-
		X	30	30	30	30	30	30	60	60	60	-	-	-	-	-
MultiFrame str. 2, 22"	X		30	30	-	30	30	-	60	-	-	-	-	-	-	-
		X	30	30	-	30	30	-	60	-	-	-	-	-	-	-
MultiFrame str. 3, 12 ½"	X		30	30	30	30	30	30	60	60	60	80	80	-	-	-
		X	30	30	30	30	30	30	60	60	60	75	75	-	-	-
MultiFrame str. 3, 22"	X		30	30	30	-	-	-	60	60	-	-	-	-	-	-
		X	30	30	30	-	-	-	60	60	-	-	-	-	-	-
MultiFrame:x str. 3, 12 ½"	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80	-	-
		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75	75	-	-
MultiFrame:x str. 3, 22"	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stingray understell	X		30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	40	40
		X	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	40	40
StrongBase	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80	-	-