



Etac OptimaL

Funktionellt och stilrent toalettarmstöd

Funktion och enkelhet i en smart kombination

OptimaL är ett funktionellt och stilrent toalettarmstöd som med sina rena och enkla linjer blir en naturlig del i badrumsmiljön. Trots sitt nätta utseende klarar armstöden en belastning på upp till 150 kg.


Ett tryggt val

Optima-serien är sedan länge känd för sin stabila och säkra konstruktion. Med OptimaL kan vi garantera att du får ett armstöd som lever upp till sina föregångares goda rykte. Skruvar/fästelement ingår ej.

Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85 °C.



Detaljer



Runda greppklossar med antihalkbeläggning

Stödhandtagen har runda greppklossar med antihalkbeläggning för extra stöd vid resning



Låsbar i lodrätt läge

Genom att OptimaL kan fällas upp och låsas i lodrätt läge underlättas överflyttning till och från rullstol.



Enkelt nedfällbar

OptimaL fälls enkelt ner med det gråa handtaget

Tillbehör



Toalettpappershållare

Komplett. Monteras på armstödet.
Art.nr 83030001

Toalettarmstöd Etac OptimaL

Art.nr

- OptimaL fällbar vägghandtag

80303006

Mått och vikt

Höjd: 80 cm
Höjd uppfälld: 149 cm
Längd: 73.5 cm
Väggfäste: 10.4 x 11.0 cm
Vikt: 3.1 kg
Max brukarvikt: 150 kg

Material

Väggfäste, armstödsrör och stödben:
Pulverlackerade stålrör
Detaljer: Polypropylen

Rengöring



Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85 °C.