



Etac Tasty bägare

Vår lätta bägare kan användas till såväl kall saft som varm soppa och rymmer 3 dl. Den värmeisolerande hållaren tillåter både en- och tvåhandsfattning. Basen har gjorts extra bred för att förhindra att muggen tippar och bägaren kan enkelt lyftas ur hållaren innan maskindisk.

Bägaren består av tre delar; kärl, hållare och piplock. Hållaren har ett rejält handtag som är lätt att greppa. På motsatt sida finns en stödkant som på ett snyggt och smidigt sätt möjliggör ett tvåhandgrepp. Hållaren står stadigt på bordet och isolerar mot hetta när kärlet är fyllt med het dryck.



Beskrivning

Beskrivning	Art. nr.
Bägare komplett	80404042
Bägare	80404002
Hållare	80404003
Piplock	80404004

Material

Bägare: Polykarbonat
Piplock: Polypropen
Hållare: Polypropen

Vikt


Komplett: 125 g
Bägare: 50 g
Hållare: 60 g
Piplock: 15 g

Design


Ergonomidesign



Enhandsfattning



Enhandsfattning utan lock



Tvåhandsfattning