

Kunde/HMS _____ Leveringsadresse: _____

SF-nummer: _____ Dato: _____

Bruker: _____

Selger: _____ Telefon: _____

E-post: _____


Velg antall og farge som svarer til størrelsen du trenger. Se referansediagram nederst på siden. Hvis det ikke settes opp farge, blir den levert i standardfarge sort. Velg ryggen som er den samme eller opptil 5 cm smalere enn bredden på rammen. Festemateriell er inkludert i ryggen. Lav rygg er ikke tilgjengelig med nakkestøtter, modifikasjoner eller hoftestøtter. Vektkapasitet: 136 kg.

Axiom rygg med små vanger (PB)


		Bredde (cm)							
		30	35,5	40,5	46	51	56		
		HPCP	E2613	E2613	E2613	E2613	E2613	E2614	
Høyde (cm)	Lav	20	Artikkelnummer	AXPB1208	AXPB1408	AXPB1608	AXPB1808	AXPB2008	
			Antall						
		25	Artikkelnummer		AXPB1410	AXPB1610	AXPB1810	AXPB2010	AXPB2210
			Antall						
		30	Artikkelnummer	AXPB1212	AXPB1412	AXPB1612	AXPB1812	AXPB2012	
			Antall						
	Medium	35,5	Artikkelnummer		AXPB1414	AXPB1614	AXPB1814	AXPB2014	AXPB2214
			Antall						
		40,5	Artikkelnummer	AXPB1216	AXPB1416	AXPB1616	AXPB1816	AXPB2016	
			Antall						
		46	Artikkelnummer		AXPB1418	AXPB1618	AXPB1818	AXPB2018	AXPB2218
			Antall						

Farger*							
Gloss Finish		Gloss Finish		Matte Finish		Matte Finish	
Black		Granny Smith		Charcoal Gray		Military Green	
Blue Skies		Metallic Orange		Emerald Green		Retro Red	
Bubblegum Pink		Silver		Iridescent Burgundy		Royal Blue	
Candy Blue		Teal		Iridescent Navy		Smooth White	
Candy Purple		Yellow					
Candy Red							
Copper							

* Ikke prisforhandlet. Lenger leveringstid må påberegnes.



Axiom Posterior Back - Low



Axiom Posterior Back - Mid

Axiom rygg med små vanger					
		Rygg høyde (cm)	A	B	Dybde (cm)
Høyde	Lav	20	25	16,5	5,5
		25	30	22	
Medium	Lav	30	35,5	27	
		35,5	40,5	21,5	
		40,5	46	24	
		46	51	26,5	

Notater

Velg antall og farge som svarer til størrelsen du trenger. Se referansediagram nederst på siden. Hvis det ikke settes opp farge, blir den levert i standardfarge sort. Velg ryggen som er den samme eller opptil 5 cm smalere enn bredden på rammen. Festemateriell er inkludert i ryggen. Lav rygg er ikke tilgjengelig med nakkestøtter, modifikasjoner eller hoftestøtter. Vektkapasitet: 136 kg.


Axiom rygg med medium vanger (PL)

		HCP	Bredde (cm)					
			30	35,5	40,5	46	51	56
Høyde (cm)	Lav	20	Artikkelnummer AXPL1208	AXPL1408	AXPL1608	AXPL1808	AXPL2008	
			Antall					
		25	Artikkelnummer AXPL1410	AXPL1610	AXPL1810	AXPL2010	AXPL2210	
		Antall						
	Medium	30	Artikkelnummer AXPL1212	AXPL1412	AXPL1612	AXPL1812	AXPL2012	
			Antall					
		35,5	Artikkelnummer AXPL1414	AXPL1614	AXPL1814	AXPL2014	AXPL2214	
			Antall					
		40,5	Artikkelnummer AXPL1216	AXPL1416	AXPL1616	AXPL1816	AXPL2016	
			Antall					
	Høy	46	Artikkelnummer AXPL1418	AXPL1618	AXPL1818	AXPL2018	AXPL2218	
			Antall					
51		Artikkelnummer AXPL1220	AXPL1420	AXPL1620	AXPL1820	AXPL2020		
		Antall						
	56	Artikkelnummer AXPL1422	AXPL1622	AXPL1822	AXPL2022	AXPL2222		
	Antall							

Farger *

Gloss Finish		Gloss Finish		Matte Finish		Matte Finish	
Black		Granny Smith		Charcoal Gray		Military Green	
Blue Skies		Metallic Orange		Emerald Green		Retro Red	
Bubblegum Pink		Silver		Iridescent Burgundy		Royal Blue	
Candy Blue		Teal		Iridescent Navy		Smooth White	
Candy Purple		Yellow					
Candy Red							
Copper							

* Ikke prisforhandlet. Lengder leveringstid må påberegnes.



Axiom Rygg med medium vanger					
		Rygg høyde (cm)	A	B	Dybde (cm)
Høyde	Lav	20	25	16,5	9
		25	30	22	
		30	35,5	27	
Med.	35,5	40,5	21,5		
	40,5	46	24		
	46	51	26,5		
Høy	51	56	29		
	56	61	31,5		

Notater

Velg antall og farge som svarer til størrelsen du trenger. Se referansediagram nederst på siden. Hvis det ikke settes opp farge, blir den levert i standardfarge sort. Velg ryggen som er den samme eller opptil 5 cm smalere enn bredden på rammen. Festemateriell er inkludert i ryggen. Lav rygg er ikke tilgjengelig med nakkestøtter, modifikasjoner eller hoftestøtter. Vektkapasitet: 136 kg.


Axiom rygg med dype vanger (DL)

		HCPC	Bredde (cm)						
			30	35,5	40,5	46	51	56	
Høyde (cm)	Medium		E2620	E2620	E2620	E2620	E2620	E2621	
		Artikkelnummer	AXDL1214	AXDL1414	AXDL1614	AXDL1814	AXDL2014	AXDL2214	
	Antall								
	Høy	40,5	Artikkelnummer		AXDL1416	AXDL1616	AXDL1816	AXDL2016	
			Antall						
	Høy	46	Artikkelnummer	AXDL1218	AXDL1418	AXDL1618	AXDL1818	AXDL2018	AXDL2218
Antall									
Høy	51	Artikkelnummer	AXDL1220	AXDL1420	AXDL1620	AXDL1820	AXDL2020		
		Antall							
Høy	56	Artikkelnummer		AXDL1422	AXDL1622	AXDL1822	AXDL2022	AXDL2222	
		Antall							


Farger*

Gloss Finish		Gloss Finish		Matte Finish		Matte Finish	
Black		Granny Smith		Charcoal Gray		Military Green	
Blue Skies		Metallic Orange		Emerald Green		Retro Red	
Bubblegum Pink		Silver		Iridescent Burgundy		Royal Blue	
Candy Blue		Teal		Iridescent Navy		Smooth White	
Candy Purple		Yellow					
Candy Red							
Copper							

* Ikke prisforhandlet. Lenger leveringstid må påberegnes.



Axiom Deep Lateral Back - Mid



Axiom Deep Lateral Back - Tall

		Axiom rygg med dype vanger								Dybde
		Rygg-høyde	A	B*						
				30	35,5	40,5	46	51	56	
Høyde	Med.	35,5	40,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	15
		40,5	46	23	23	23	23	23	23	
	46	51	25,5	25,25	25,5	25,25	25,5	25,5		
	51	56	24	24,5	25	25,5	25,5	25,5		
	Høy	56	61	27	28	28,5	29	29	30	

* Mål basert på ryggbredde

Notater