

# Etac Crissy

Standard er markert med X og/ eller i fet skrift

Kunde/ HMS: \_\_\_\_\_

Leveringsadresse: \_\_\_\_\_

SF-nummer: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Bruker: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Selger: \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_

Artikkelnummer

Setebredde

Setedybde

## Etac Crissy Swing Away

13230103  
13230105  
13230107  
13230109  
13230111  
13230113



37.5 cm  
40 cm  
42.5 cm  
45 cm  
47.5 cm  
50 cm

37-45 cm  
37-45 cm  
37-45 cm  
37-45 cm  
37-45 cm  
37-45 cm


Rammefarge







01 Sort













--




Farge drivhjulsbrakett




01 Sort  
75 Rubinrød  
76 Champagne  
77 Menthol



Artikkel			Artikkelnr	
<b>Setedybde</b> Posisjon ryggstøtte	37-45 cm 	Pos 1 (Kort)	37-41 cm*	<input type="checkbox"/>
		Pos 2 (Medium)	39-43 cm*	<input type="checkbox"/>
		Pos 3 (Lang)	41-45 cm*	<input type="checkbox"/>
* se drivhjulsposisjon/ balanseposisjon				
<b>Ryggstøtte 2B</b> innebygget sidestøtte	Faste kjørehåndtak		Lav Høy	<input type="checkbox"/>
	Høydejusterbare kjørehåndtak		Lav Høy	<input type="checkbox"/>
<b>Ryggvinkel</b>	<b>Fast</b> Vinkelregulerbar	(-5 - +5°)		<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
<b>Ryggoverdrag rygg 2B</b>	<b>Airmesh</b> 	37.5 cm	63205-68	<input type="checkbox"/>
		40 cm	63206-68	<input type="checkbox"/>
		42,5 cm	63207-68	<input type="checkbox"/>
		45 cm	63208-68	<input type="checkbox"/>
		47,5 cm	63209-68	<input type="checkbox"/>
		50 cm	63210-68	<input type="checkbox"/>
<b>Rygg høyde</b>	2B lav, justerbar 35 / 37,5 / 40 cm Standard 37,5 cm		Angi rygg høyde _____	
	2B høy, justerbar 42,5 / 45 / 47,5 cm Standard 45 cm		Angi rygg høyde _____	
<b>Ryggstøtte 2C</b> Cross	Høydejusterbare kjørehåndtak		27338-01	<input type="checkbox"/>
	Høydejusterbare kjørehåndtak, ledsagerbrems 100 mm		27625-01	<input type="checkbox"/>
	Kjørebøyle høydejusterbar 	37.5 cm	25578-01	<input type="checkbox"/>
		40 cm	25579-01	<input type="checkbox"/>
		42.5 cm	25580-01	<input type="checkbox"/>
		45 cm	25581-01	<input type="checkbox"/>
		47.5 cm	25582-01	<input type="checkbox"/>
		50 cm	25730-01	<input type="checkbox"/>
<b>Ryggoverdrag rygg 2C</b> Cross 2	velour 	37.5 cm	62387-60	<input type="checkbox"/>
		40 cm	62136-60	<input type="checkbox"/>
		42,5 cm	62388-60	<input type="checkbox"/>
		45 cm	62137-60	<input type="checkbox"/>
		47,5 cm	62389-60	<input type="checkbox"/>
		50 cm	62305-60	<input type="checkbox"/>
<b>Rygg høyde</b>	2C, justerbar 37 - 47 cm Standard 40 cm		Angi rygg høyde _____	



Artikkel				Artikkelnr		
<b>Brems</b>		<b>med vinklet sort håndtak</b>	høyre	28444-1	<input type="checkbox"/>	
			venstre	28444-2	<input type="checkbox"/>	
		<b>med vinklet rødt håndtak</b>	høyre	28446-1	<input type="checkbox"/>	
			venstre	28446-2	<input type="checkbox"/>	
		<b>med forlenget håndtak, nedfellb:</b>		høyre	28455-1	<input type="checkbox"/>
				venstre	28455-2	<input type="checkbox"/>
			<b>Enhåndsbrems kompl</b>	høyre	28456-1	<input type="checkbox"/>
				venstre	28456-2	<input type="checkbox"/>
<b>Setetrekk</b>		Svart stoff, dybderegulerbart Basic	37.5 cm	62719-60	<input type="checkbox"/>	
			40 cm	62720-60	<input type="checkbox"/>	
			42.5 cm	62721-60	<input type="checkbox"/>	
			45 cm	62722-60	<input type="checkbox"/>	
			47.5 cm	62978-60	<input type="checkbox"/>	
			50 cm	62979-60	<input type="checkbox"/>	
<b>Seteforlenger</b> kun for pos 2-3		Setebredde 37,5-50 cm	62977		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Benstøtte</b>		Standard vinkel	sort	25574-01	<input type="checkbox"/>	
			hvit	25574-74	<input type="checkbox"/>	
		Standard vinkel låsbare	sort	25575-01	<input type="checkbox"/>	
		Spiss vinkel	sort	25570-01	<input type="checkbox"/>	
			hvit	25570-74	<input type="checkbox"/>	
		Spiss vinkel låsbare	sort	25573-01	<input type="checkbox"/>	
		Vinkelregulerbar mod 3 inkl. oppfellbar leggplate		26100	<input type="checkbox"/>	
			Vinkelregulerbar mod 3 eks. leggplate	27149	<input type="checkbox"/>	
		Polster leggplate Polster leggplate, utsvingbar		24544-01	<input type="checkbox"/>	
				27322-01	<input type="checkbox"/>	
		Leggstøtte	37.5 cm	62105-60	<input type="checkbox"/>	
			40-42.5 cm	62104-60	<input type="checkbox"/>	
45-47.5 cm			62484-60	<input type="checkbox"/>		
50 cm			62451-60	<input type="checkbox"/>		
	Amputasjonsbenstøtte	mørk grå velour	25516-60	<input type="checkbox"/>		
		svart Dartex	25516-63	<input type="checkbox"/>		
	Amputasjonsvekt kompl		26876	<input type="checkbox"/>		

Artikkel				Artikkelnr	
Fotplater, dybde 13 cm (-1 høyre / -2 venstre)		Delte, oppfellbare	37.5 cm	25642-1/2	<input type="checkbox"/>
		Regulerbar høyde	40 cm	25643-1/2	<input type="checkbox"/>
		justerbar vinkel	42.5 cm	25644-1/2	<input type="checkbox"/>
			45 cm	25645-1/2	<input type="checkbox"/>
			47.5 cm	25736-1/2	<input type="checkbox"/>
		50 cm	25646-1/2	<input type="checkbox"/>	
		med langt innfestningsrør	37.5 cm	25648-1/2	<input type="checkbox"/>
		(+10 cm)	40 cm	25649-1/2	<input type="checkbox"/>
			42.5 cm	25650-1/2	<input type="checkbox"/>
			45 cm	25651-1/2	<input type="checkbox"/>
		47.5 cm	25737-1/2	<input type="checkbox"/>	
	50 cm	82357-1/2	<input type="checkbox"/>		
	Hel fotplate kompl	37.5 cm	25936	<input type="checkbox"/>	
		40-50 cm	25937	<input type="checkbox"/>	

Hælbånd		Til delte fotplater	hø/ ve	24458	<input type="checkbox"/>
---------	---	---------------------	--------	-------	--------------------------




Camber			2°		<input type="checkbox"/>
			0°		<input type="checkbox"/>



Setehøyde bak	Drivhjulposisjon				
	Standard: Setehøyde bak 45 cm	24" pos F	41 cm		<input type="checkbox"/>
	24" drivhjul i pos D, balanseposisjon 1, setedybde pos 3	24" pos E	43 cm		<input type="checkbox"/>
	Active: 5" svinghjul (kort framgaffel pos 3)	<b>24" pos D</b>	<b>45 cm</b>		<input type="checkbox"/>
		24" pos C	47 cm		<input type="checkbox"/>
		24" pos B	49 cm		<input type="checkbox"/>
		24" pos A	51 cm		<input type="checkbox"/>
		22" pos F	38.5 cm		<input type="checkbox"/>
		22" pos E	40.5 cm		<input type="checkbox"/>
		22" pos D	42.5 cm		<input type="checkbox"/>
		22" pos C	44.5 cm		<input type="checkbox"/>
	22" pos B	46.5 cm		<input type="checkbox"/>	
	22" pos A	48.5 cm		<input type="checkbox"/>	

Setehøyde bak	Balanseposisjon				
				Pos 1	<input type="checkbox"/>
				Pos 2	<input type="checkbox"/>
				Pos 3	<input type="checkbox"/>
				Pos 4	<input type="checkbox"/>








**Setedybde pos 1 = drivhjulposisjon 1-2\***  
**Setedybde pos 2 = drivhjulposisjon 1-3\***  
**Setedybde pos 3 = drivhjulposisjon 2-4\***

\* se setedybde







Artikkel		Artikkelnr			
<b>Setehøyde front</b> <b>Fremgaffelposition</b> Position 	<b>Svinghjul / Fremgaffel</b> 5" / kort 6" / kort <b>5" / medium</b> 6" / medium	høyde 40-47.5 cm høyde 44-49 cm <b>høyde 45.5-51.5 cm</b> høyde 44.5-53 cm	<b>Angi høyde:</b> _____ cm _____ cm _____ cm _____ cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Standard: Setehøyde front 47 cm				
Position: _____ (std M1)					
<b>Svinghjul</b>	125 x 30 mm massivt	5"		<input type="checkbox"/>	
	150 x 30 mm massivt	6"		<input type="checkbox"/>	
	200 x 30 mm massivt	8"		<input type="checkbox"/>	
<b>Fremgaffel</b>	Kort		24677	<input type="checkbox"/>	
	Medium		28422	<input type="checkbox"/>	
<b>Fremgaffelfeste</b>	Standard		28147	<input type="checkbox"/>	
	Breddet		28175	<input type="checkbox"/>	
<b>Drivhjul</b> hurtikobling med drivring	<b>Høytrykksdekk med drivring:</b>				
	<b>Aluminium (Rightrun)</b>	24"	28581	<input type="checkbox"/>	
	Cellegummi (Rightrun)	24"	28582	<input type="checkbox"/>	
	Plastbelagt (Rightrun)	24"	28583	<input type="checkbox"/>	
	Rustfri (Rightrun)	24"	28584	<input type="checkbox"/>	
	Titan (Rightrun)	24"	28585	<input type="checkbox"/>	
	Aluminium	22"	27547	<input type="checkbox"/>	
	Cellegummi	22"	27548	<input type="checkbox"/>	
	Plastbelagt	22"	27549	<input type="checkbox"/>	
	Rustfri	22"	27550	<input type="checkbox"/>	
	<b>Lettvektshjul karbon:</b>				
	Plastbelagt	24"	82555	<input type="checkbox"/>	
	Titan	24"	82534	<input type="checkbox"/>	
	<b>Massivt dekk med drivring:</b>				
	Aluminium	24"	27564	<input type="checkbox"/>	
	Cellegummi	24"	27565	<input type="checkbox"/>	
Plastbelagt	24"	27566	<input type="checkbox"/>		
Rustfri	24"	27567	<input type="checkbox"/>		
Aluminium	22"	27552	<input type="checkbox"/>		
Cellegummi	22"	27553	<input type="checkbox"/>		
Plastbelagt	22"	27554	<input type="checkbox"/>		
Rustfri	22"	27555	<input type="checkbox"/>		
<b>Tippesikring</b>		kompl	28600	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Tippesikring aktiv</b>		høyre venstre	28520-1 28520-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Artikkel	Artikkelnr
<b>Armstøtter</b>	
	Kort 25cm høyre 25172-1 Kort 25cm venstre 25172-2 Lang 38cm høyre 25173-1 Lang 38cm venstre 25173-2
<b>Armstøtte aktiv</b> avkortet 10 cm	Kort 25cm høyre 28578-1 Kort 25cm venstre 28578-2 Lang 38cm høyre 28579-1 Lang 38cm venstre 28579-2
<b>Skvettskjerm svart</b>	
	Drivhjulsposisjon E / F høyre 27397-1 Drivhjulsposisjon E / F venstre 27397-2 Drivhjulsposisjon C / D høyre 28547-1 Drivhjulsposisjon C / D venstre 28547-2 Drivhjulsposisjon A / B høyre 28548-1 Drivhjulsposisjon A / B venstre 28548-2

Artikel			Artikkelnr		
<b>Hodestøtte</b> Monteres på kjørebøyle (Ryggstøtte 2C)		justerbar, grått hygienetrekk	26x14 cm inkl turtlestag 350 mm	28534-65	<input type="checkbox"/>
		justerbar, mørk grå velour	26x14 cm inkl turtlestag 350 mm	28534-60	<input type="checkbox"/>
		Hodestøtte med sidestøtte	grått hygienetrekk inkl turtlestag 350 mm	28536-65	<input type="checkbox"/>
		<i>Regulerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis</i>			
		Hodestøttefeste for kjørebøyle, kompl.		25795	<input type="checkbox"/>
	Minnefunksjon for hodestøtte		28564	<input type="checkbox"/>	
<b>Tverrstag</b> (Ryggstøtte 2C)			37.5 cm	25611	<input type="checkbox"/>
			40 cm	25612	<input type="checkbox"/>
			42.5 cm	25613	<input type="checkbox"/>
			45 cm	25614	<input type="checkbox"/>
			47.5 cm	25739	<input type="checkbox"/>
			50 cm	25616	<input type="checkbox"/>
<b>Ryggkile</b>		Polyetenscum.	9x2x13 cm (BxHxL)	28030	<input type="checkbox"/>
		Kan klippes til ønsket passform.	11x2x18.5 cm (BxHxL)	28139	<input type="checkbox"/>
			17.5x2.5x20 cm (BxHxL)	28140	<input type="checkbox"/>
		Mørk grå velour	kort lang	15 cm 30 cm	63012-60 63013-60
<b>Sidepute</b>		Gir en lett sideveis støtte (Kombineres med armstøtte samt sidestopp ved behov)	høyre	63171-60-1	<input type="checkbox"/>
			venstre	63171-60-2	<input type="checkbox"/>
<b>Klesbeskytter</b>			hø	25189-1	<input type="checkbox"/>
			ve	25189-2	<input type="checkbox"/>
<b>Tilbehør armstøtte</b>		Armstøttepute, polstret mørk grå velour	kort antall: _____	62282-60	<input type="checkbox"/>
			lang antall: _____	62283-60	<input type="checkbox"/>
		Armstøttepute Gel mørk grå velour	kort antall: _____	26240-60	<input type="checkbox"/>
			lang antall: _____	26241-60	<input type="checkbox"/>
		Armstøttepute Hemi	høyre	25770-60-1	<input type="checkbox"/>
			venstre	25770-60-2	<input type="checkbox"/>
<b>Bord</b>		Transparent, monteres på lange armstøtter Størrelse = stolbredde	37.5 cm	25187	<input type="checkbox"/>
			40 cm	24418	<input type="checkbox"/>
			42.5 cm	25188	<input type="checkbox"/>
			45 cm	24419	<input type="checkbox"/>
			47.5 cm	25731	<input type="checkbox"/>
			50 cm	24601	<input type="checkbox"/>

Artikkel				Artikkelnr				
<b>Hemibord</b> 	Transparent Størrelse = stolbredde	37,5 cm kort armlenepute		26557	<input type="checkbox"/>			
		37,5 cm lang armlenepute		26564	<input type="checkbox"/>			
		40 cm kort armlenepute		26558	<input type="checkbox"/>			
		40 cm lang armlenepute		26565	<input type="checkbox"/>			
		42,5 cm kort armlenepute		26559	<input type="checkbox"/>			
		42,5 cm lang armlenepute		26566	<input type="checkbox"/>			
		45 cm kort armlenepute		26560	<input type="checkbox"/>			
		45 cm lang armlenepute		26567	<input type="checkbox"/>			
		47,5 cm kort armlenepute		26561	<input type="checkbox"/>			
		47,5 cm lang armlenepute		26568	<input type="checkbox"/>			
		50 cm kort armlenepute		26562	<input type="checkbox"/>			
		50 cm lang armlenepute		26569	<input type="checkbox"/>			
			Sklisikring hemibord			81633	<input type="checkbox"/>	
<b>Hemibord halvt Kommunikasjon</b>		høyre venstre		27352-1 27352-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
<b>Setepute</b> 	Universal mørk grå Mørk grå velour, 52 cm lang anatomisk formet, kappes til innstilt setedybde	37.5 cm		62231-60	<input type="checkbox"/>			
		40 cm		62232-60	<input type="checkbox"/>			
		42.5 cm		62233-60	<input type="checkbox"/>			
		45 cm		62234-60	<input type="checkbox"/>			
		47.5 cm		62374-60	<input type="checkbox"/>			
		50 cm		62266-60	<input type="checkbox"/>			
		Tidy Hygienetrekk	37.5 cm		63131-63	<input type="checkbox"/>		
			40 cm		63132-63	<input type="checkbox"/>		
			42.5 cm		63133-63	<input type="checkbox"/>		
			45 cm		63134-63	<input type="checkbox"/>		
			47.5 cm		63135-63	<input type="checkbox"/>		
			50 cm		63136-63	<input type="checkbox"/>		
			<b>Komfortkile setepute</b>		Universal			
						35-37.5 cm	80714	<input type="checkbox"/>
	40-45 cm	80715			<input type="checkbox"/>			
<b>Hoftebelte Belte</b>		med hurtiglås, justerbart i lengde		100 cm	25668	<input type="checkbox"/>		
		To alternative festepunkter på rammen		128 cm	26163	<input type="checkbox"/>		
		med hurtiglås, helt		170 cm	62190	<input type="checkbox"/>		
<b>Saksebrems</b>		Komplett	høyre	28768-1	<input type="checkbox"/>			
			venstre	28768-2	<input type="checkbox"/>			
		Feste		83402	<input type="checkbox"/>			



Artikkel		Artikkelnr			
<b>Fotplate</b> 	Forlengingsdel (Monteres på eksisterende fotplate)	40-42.5 cm	antall: _____	50798	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		45-47.5 cm	antall: _____	50799	
		50 cm	antall: _____	50800	
<b>Leggbånd</b> 	Avtagbart og delbart nylon	37.5 cm		25356	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		40-42.5 cm		25357	
		45-47.5 cm		25358	
		50 cm		25359	
<b>Polstring for leggbånd</b> 		20 cm		26845	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		30 cm		26846	
		40 cm		26847	
<b>Eikebeskytter</b> 		grått	20"	25502-28	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			22"	25503-28	
			24"	25504-28	
<b>Krykkeholder</b> 		Universal	høyre	27235	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			venstre	27235	
<b>Verktøy</b> 		M100		82362	<input type="checkbox"/>
		Cross		25174	