

Reservedeler

- Tilbehør levert som standard

HMS art. nr.	Lev. art. nr.	Beskrivelse
		Indre knestøtte inkl. trekk, sett
174090	318910402-1	Str. 1+2
176381	318910402-2	Str. 3
162514	318910402-4	Str. 4
		Kun løse trekk
158508	318910402-160	Str. 1+2
166349	318910402-260	Str. 3
162515	318910402-460	Str. 4
		Ytre knestøtte inkl. trekk, sett
198575	318910403-1	Str. 1
198576	318910403-2	Str. 2
198577	318910403-3	Str. 3
162516	318910403-4	Str. 4
		Kun løse trekk
158509	318910403-160	Str. 1
174083	318910403-260	Str. 2
166350	318910403-360	Str. 3
162517	318910403-460	Str. 4
		Hoftestøtte inkl. trekk, sett
198578	318910404-1	Str. 1+2
198579	318910404-2	Str. 3
162518	318910404-4	Str. 4
		Kun løse trekk
158510	318910404-160	Str. 1+2
195418	318910404-260	Str. 3
162519	318910404-460	Str. 4
		Distansestykke til sete
161515	3175081	Medium str. 1+2
161516	3175082	Medium str. 3
161517	3175083	Medium str. 4
161518	3175086	Large str. 1+2
161519	3175087	Large str. 3
162520	3175088	Large str. 4
		Armlenefeste komplett, sett
	315001040	Str. 1-3



Reservedeler

- Tilbehør levert som standard

HMS art. nr.	Lev. art. nr.	Beskrivelse
		Dynamisk gassfjær til rygg, 50N, 100N, 150N, 250N, 300N, 350N
	318911050	Str. 1+2, 50N, standard til str. 1
174348	318911100	Str. 1+2, 100N, standard til str. 2
	318911125	Str. 1+2, 150N
174349	318911150	Str. 3, 150N, standard til str. 3
164516	318911250	Str. 3, 250N
171386	318911300	Str. 3, 300N
	318911250-4	Str. 4, 250N, standard til str. 4
	318911350-4	Str. 4, 350N