

Molift EvoSling Shadow – Sejlet der passer perfekt i det formstøbte sæde

30% rabat når sejlet købes til en Etac formstøbning i plast eller skum!

Sejlet EvoSling Shadow HighBack er udviklet til formstøbte sæder, men kan med fordel også benyttes i andre situationer, hvor sejlet skal blive under brugeren.

EvoSling Shadow har mange smarte designløsninger, bl.a. kan brugerens arme placeres udenfor sejlet, hvilket er med til at sikre en bedre placering i sædet, idet armene ikke bliver klemte i f.eks. sidestøtterne ved placering. Man kan også vælge at lade brugerens arme blive inden for sejlet, hvis det giver en større tryghedsfølelse for brugeren.

Andre smarte features er de brede stropper til benene, der forhindrer sejlet i at glide op i skridtet, samt muligheden for asymmetrisk siddestilling i sejlet.

Når et sejl skal fungere optimalt, er det meget vigtigt at det sidder rigtigt. For at hjælpe personalet, er der sat midtermarkering på sejlet, så det altid lægges rigtigt på brugeren.

EvoSling Shadow HighBack:

- ✓ Er beregnet til at blive i kørestolen
- ✓ Modvirker bagud-kippet bækken i sejlet, så den gode siddestilling fremmes
- ✓ Fås til både børn og voksne, størrelse XXS til XL.



Læs mere om Molift EvoSling Shadow på
www.etac.dk eller kontakt os på tlf. 79 68 58 33

Rabatten gælder for sejlene EvoSling Shadow, og kun når de købes sammen med en formstøbning. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud/rabatter og udløber 30/12 2021.