

Produktinformation

Gäller: Etac Swift Mobil Tilt-2 | Swift Mobil Tilt-2 XL rygg | Clean | Clean HRB | Clean 24 |
Swift Kommod | Swift Fristående

Befintliga tillbehör nu klassade som kompatibla med fler huvudprodukter



Enligt önskemål har vi undersökt om vissa befintliga tillbehör kan användas till ytterligare huvudprodukter.

Efter tester och provmonteringar anser vi att följande tillbehör är kompatibla med fler produkter.

Monteringsanvisningar samt hemsida är uppdaterade med den nya informationen.

Bäckenhållare, art. nr. 80209049

Nu även kompatibel med Swift Mobil Tilt-2 /Swift Mobil Tilt-2 XL rygg.
Sedan tidigare rekommenderar vi bäckenhållaren till Tripp Tilt.



Bäckenhållare

Bäckenhållaren håller bäckenet på plats när stolen tiltas.



Swift Mobil Tilt-2

Bäckenhållaren på Swift Mobil Tilt-2.



Swift Mobil Tilt-2

Bäckenhållaren på tiltad Swift Mobil Tilt-2.

Benämning tillbehör	Art. nr.	Tidigare tillbehör till	Nu även tillbehör till
Bäckenhållare	80209049	Tripp Tilt	Swift Mobil Tilt-2 Swift Mobil Tilt-2 XL rygg
Leverans			Finns i lager

2021-08-13 ID: P36070A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Stänkskydd, art. nr. 80209430

Nu även kompatibel med Clean, Clean HRB, Clean 24, Swift Kommod och Swift Fristående.
Sedan tidigare rekommenderar vi stänkskyddet till Swift Mobil-2.

Stänkskyddet är tillverkat i materialet PUR och ger ett mjukt skydd mot urinstänk framåt.

Fästs över sitsens främre urtag och kan enkelt tas bort, alternativt hållas på plats vid användande med hjälp av det greppvänliga handtaget.



Stänkskydd
Stänkskyddet på Clean.



Stänkskydd
Stänkskyddet på Swift Kommod.

Benämning tillbehör	Art. nr.	Tidigare tillbehör till	Nu även tillbehör till
Stänkskydd	80209430	Swift Mobil-2	Clean
			Clean HRB
			Clean 24
			Swift Kommod
			Swift Fristående
Leverans			Finns i lager