



Produktinformation från Etac

Juli – September 2014

 **etac**[®]

Innehåll

Manuella rullstolar	3
Utgående produkt - Ekerskydd	3
Junior	4–5
Bord svängbart till x:panda	4
Nytt bord till ståstöd	4
Adapter x:panda på Stingray	5
Nytt stag för huvudstöd	5
Tryckavlastning	6
Nyhet - Heelift® Glide hälskydd	6
Kontakta oss	7–8

Manuella rullstolar

Utgående produkt – Ekerskydd

Gäller: Etac Cross, Cross XL, Cross VB, Cross XL VB, Cross 5, Cross 5 XL, M100, M100TR, Next, Next C, Transit, Sting, Act, Elite

Delar av vårt ekerskyddssortiment kommer att utgå. Berörda artiklar slutförbrukas från och med nu fram till vecka 26. 2015 då de utgår. Resterande modeller kommer hädanefter utgöra vårt utbud av ekerskydd.



Ekerskydd
Humla



Ekerskydd
Stjärna



Ekerskydd
Nyckelpiga



Ekerskydd
Propeller



Ekerskydd
Ringar

Benämning utgående tillbehör	Art. nr
Ekerskydd 22 humla	25503-39
Ekerskydd 22 stjärna	25503-40
Ekerskydd 24 humla	25504-39
Ekerskydd 24 stjärna	25504-40
Ekerskydd 22 nyckelpiga	25898
Ekerskydd 24 propeller hö	25899-1
Ekerskydd 24 propeller vä	25899-2
Ekerskydd 24 ringar	25900
Ekerskydd 20 Vipp/Lett	409360
Ekerskydd 22 Vipp/Lett	409360
Ekerskydd 24 Vipp/Lett	409362

Utgår

Slutförbrukas fram till v26 2015


Resterande modeller kommer hädanefter utgöra vårt utbud av ekerskydd.



Ekerskydd
Grå



Ekerskydd
Gul



Ekerskydd
utan tryck

Benämning tillbehör	Art. nr
Ekerskydd 24 utan tryck	50021
Ekerskydd 20 grå Etac	25502-28
Ekerskydd 20 gul Etac	25502-29
Ekerskydd 22 grå Etac	25503-28
Ekerskydd 22 gul Etac	25503-29
Ekerskydd 24 grå Etac	25504-28
Ekerskydd 24 gul Etac	25504-29

Länk till produktsida: www.etac.se/rullstolar

Junior

Bord svängbart – nytt tillbehör till x:panda

Gäller: Sittsystem R82 x:panda

Nu kompletterar vi våra bord till x:panda med ett nytt svängbart bord. Bordet fästs i ett av armstöden och kan svängas åt sidan utan att monteras av.



Svängbart bord i två storlekar

Benämning

Bord svängbart x:panda stl 1

Bord svängbart x:panda stl 2

Art. nr

318910720-1

318910720-2

Leverans

Finns som beställningsvara fr.o.m nu

Länk till produktsida: www.etac.se/xpanda

Nytt bord till ståstöd

Gäller: Ståstöd R82 Rabbit och R82 Toucan

Nu kan vi erbjuda ett funktionellt och mindre bord även till Rabbit och Toucan. Detta smidiga bord känner vi igen från sulky Stingray. Bordet monteras på centerstaget där bröststödet fästs, vilket gör att det går att justera i höjd. Dessutom kan bordet steglöst justeras på djupet och vinklas både uppåt och nedåt. Bordet är ett kompakt och ypperligt alternativ till bord med leklåda.



Ståstöd Rabbit med bord

Passar alla storlekar av Rabbit och Toucan.

Benämning

Bord Rabbit/ Toucan 44x34 cm

Art. nr

31862515

Leverans

Finns för beställning fr.o.m nu


Länk till produktsida: www.etac.se/stastod

Junior

Adapter för montering av x:panda på Stingray

Gäller: Sulky R82 Stingray och sittsystem R82 xpanda

Vi har nu en adapter för montering en x:panda sits på Stingray. V-adaptorn som är monterad på Stingray byts enkelt ut till T-adaptorn som passar x:panda sitsen.



Stingray med T-adapter

Benämning	Art. nr
Adapter för x:p på Stingray	318776313

Leverans
Beställningsvara. Finns för beställning from nu.

Länk till produktsida: www.etac.se/junior

Nytt stag för huvudstöd

Gäller: Ståstöd R82 Rabbit och R82 Toucan

Nytt stag för huvudstöd till ståstöd Rabbit och Toucan. Det gamla staget till huvudstöd Rabbit och Toucan utgår och ersätts av stag till huvudstöd Mustang. Det som skiljer är att på stag till huvudstöd Mustang ingår fäste för ryggstödet men inte Turtle-staget. Turtle-stag ingår fortsatt vid beställning av huvudstöd enligt vårt befintliga sortiment.



Nytt stag

Utgående artikel

Benämning	Art.nr
Stag huvudstöd Rabbit stl 1-2/Toucan stl 1	31861424-1
Stag huvudstöd Rabbit stl 3-4/Toucan stl 3-4	31861424-2

Ersätts av ny artikel

Benämning	Art.nr
Stag huvudstöd 20 cm Mustang/Rabbit stl 1-2/Toucan stl 1	31861424-3
Stag huvudstöd 33 cm Mustang/Rabbit stl 3-4/Toucan stl 3-5	31861424-4

Leverans
Finns på lager from nu.



Gammalt stag

Länk till produktsida: www.etac.se/stastod

Tryckavlastning

Nyhet – Heelift® Glide hälskydd

Gäller: Hälavlastning Heelift

Effektiv avlastning för hälen

Heelift® Glide är ett hälskydd utformat av ortopedier med syfte att förebygga och behandla trycksår på hälen. Heelift® Glide eliminerar effektivt trycket mot hälen genom att hälen höjs upp från omgivande tryck, vilket ger snabbare läkning. Heelift® Glide är tillverkad av mjukt och fast polyuretanskum för bästa patientkomfort.

Vad gör Heelift® Glide så unik?

Ett mjukt, smidigt yttertyg gör att patientens ben enkelt kan "glida" från sida till sida, vilket hindrar benet från att fastna på lakan och filter.

Det betyder att:

- Foten stannar i rätt position
- Mindre omvårdnadstid behövs för patienten
- Trycksårspreventionen för hälen maximeras
- Motverkar droppfot.

Heelift® Glide används för patienter som löper hög risk för sår på häl eller som tidigare haft trycksår på hälar.



Heelift® Glide hälskydd finns i två olika varianter, Heelift® Glide Original och Heelift® Glide Mjuk, som båda är idealiska att använda på patienter som är orörliga eller nyopererade, lider av diabetes, hjärtkärlsjukdomar eller kostrelaterade bristsjukdomar. De kan också användas vid droppfot, förslamning (ej spastisk) samt pre- och post-operativt vid höftfrakturer och hudtransplantation. Heelift® Glide Mjuk för patienter med ödem och för patienter med hypersensitiv hud.

Artikel

Hälskydd Heelift® Glide Original
Hälskydd Heelift® Glide Mjuk

Art.nr

DADM-HLG
DADM-HLSG

Tillverkare



Vadomfång:

Heelift Original/Mjuk: ca 25–35 cm

Tvättråd

Handtvätt rekommenderas, med varmt vatten och mildt rengöringsmedel. Vid maskintvätt och torktumling ska remmarna stängas och stöveln placeras i tvättpåse eller örngott. Tvätta i 60° C.



Länk till produktsida: www.etac.se/heelift-glide

Kontakta oss



Pernilla Linde

Säljare/utbildare

- Junior

Södra Sverige

pernilla.linde@etac.com

Tel 0371-58 73 24

Mobil 0703-42 47 40



Malin Häggblad

Säljare/utbildare

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Västra Götaland, Östergötland,
Jönköping

malin.haggblad@etac.com

Tel 0371-58 73 29

Mobil 0703-85 62 00



Inger Skärin

Säljare/utbildare

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Södra Sverige

inger.skarin@etac.com

Tel 0371-58 72 21

Mobil 0730-75 54 25



Magnus Kärnström

Säljare/utbildare

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Södermanland, Stockholm,

Gotland, Uppsala, Dalarna,

Gävleborg, Västmanland,

Värmland och Örebro

magnus.karnstrom@etac.com

Mobil 070-297 81 82

Kontakta oss



Petra Axelsson

Säljare/utbildare

- Junior
- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Södermanland, Stockholm,
Gotland, Uppsala, Dalarna,
Gävleborg, Västmanland,
Värmland och Örebro

petra.axelsson@etac.com

Tel 08-633 47 45

Mobil 070-630 50 70



Anna Hägerström

Säljare/utbildare

- Junior
- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer
- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar

Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten, Norrbotten

anna.hagerstrom@etac.com

Tel 0371-58 73 26

Mobil 072-233 31 53

Kundservice

Etac Sverige AB

Box 203, 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00

fax kundservice 0371-58 73 90

info@etac.se www.etac.se

Öppettider:

Måndag 09:15-16:00

Tisdag-fredag 08:00-16:00

Lunchstängt 12:00-13:00



www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se


Skapar möjligheter