



# Produktinformation från Etac

April – Juni 2014

 etac®

# Innehåll

<b>Manuella rullstolar</b>	<b>3–5</b>
Benstöd & Fotplattor – Rullstolar	3
Länkhjul – Rullstolar	4–5
<b>Junior</b>	<b>6–9</b>
Huvudstöd, format – nytt tillbehör till Stingray	6
Höftstöd – nytt tillbehör till ståstöden Rabbit och Toucan	7
Bäckenstöd – nytt tillbehör till Mustang gåstöd	8
Toucan stl 5 – ny storlek	9
<b>Förflyttning</b>	<b>10</b>
Uppgraderat Batteri Molift 14.4 V NiMH PowerPac	10
<b>Bad &amp; Toalett</b>	<b>11</b>
Utgående produkter – Etac Rufus	11
<b>Kontakta oss</b>	<b>12–13</b>

# Manuella rullstolar

## Benstöd & Fotplattor – Rullstolar

Gäller: Etac Cross, Cross VB, Cross XL, Cross XL VB, Cross 5, Cross 5 XL, M100, M100TR, Next, Next Comfort, Transit, Act, Elite, Sting

I dagsläget levereras benstöd och fotplattor ihopmonterade i en förpackning.

Från v.32 kommer de att levereras i två separata förpackningar i rullstolskartongen.

### Tidigare förpackning



*Benstöd & Fotplattor  
i samma förpackning*

### Nya förpackningar



*Fotplattor  
separat förpackning*



*Benstöd  
separat förpackning*

**Leverans**  
Vecka 32, 2014

Länk till produktsida: [www.etac.se/rullstolar](http://www.etac.se/rullstolar)

# Manuella rullstolar

## Länkhjul – Rullstolar

Gäller: Etac Cross, Cross VB, Cross XL, Cross XL VB, Cross 5, Cross 5 XL, M100, M100TR, Next, Next Comfort, Transit, Act, Elite och Sting

Sida 1 av 2

Vi inför en produktionsanpassning för våra rullstolar där vi inför samma skruv till alla länkhjul. Detta minskar sammanblandningsrisk mellan de olika länkhjulen respektive skruvar som finns i dagens sortiment. Anpassningen medför justeringar i konstruktionen för länkhjulet, vilket till viss del blir synligt enligt bild nedan. Samma ändring införs på Etac Transit som till fördel nu också får skydd hjulaxel.

Länkhjul kommer hädanefter säljas i kit med skruv, mutter och skydd hjulaxel. Risk finns att blandade komponenter inte säkrar hjulet korrekt.



### Länkhjul

*Gammalt utförande*

*Svart skydd hjulaxel*

*Silver distans*



### Länkhjul

*Nytt utförande*

*Mörkgrått skydd hjulaxel*

*Svart distans*

forts. på nästa sida

Länk till produktsida: [www.etac.se/rullstolar](http://www.etac.se/rullstolar)

# Manuella rullstolar

Forts. länkhjul rullstolar

Sida 2 av 2

<b>Benämning</b>	<b>Gammalt Art.nr</b>	<b>Nytt Art.nr</b>
Länkhjul 6 150x30 massivt mjukt	25664	27863
Länkhjul 8 200x35 massivt mjukt	25665	27864
Länkhjul 5 125x30 massivt hårt	24522	27865
Länkhjul 6,5 165x30 massivt hårt	25339	27866
Länkhjul 7 175x45 massivt mjukt	25778	27867
Länkhjul 8 200x50 massivt mjukt	25927	27868
Länkhjul 6 150x30 massivt hårt	26197	27869
Länkhjul 4 100x30 massivt hårt	27351	27870
Länkhjul 8 200x50 luft	26962	27871
Länkhjul 8 200x30 luft	26961	27872
Länkhjul 6 x 1 ¼	25791	27873
Framgaffel Transit 8x2	25893	27874

## **Leverans**

Vecka 45, 2014

Länk till produktsida: [www.etac.se/rullstolar](http://www.etac.se/rullstolar)

# Junior

## Huvudstöd, format – nytt tillbehör till Stingray

Gäller: Stingray sulky

Nu finns ett alternativt huvudstöd i två storlekar som tillhör till Stingray. Huvudstödet är format för att ge ett skonsamt stöd på båda sidor om hakan. Det monteras enkelt genom att föra fästremmarna igenom skårorna i ryggstödet på Stingray eller genom att fästa i fix-låsen på baksidan av ryggstödet.

Huvudstödet passar även till x:panda och Panda Futura.



*Huvudstödet finns i två storlekar*



*Huvudstöd monterat på Stingray*

Benämning	Beskrivning	Art.nr	Passar till
Huvudstöd format Stingray	stl S B24 cm D12 cm	318720831	Stingray, x:panda, Panda Futura
Huvudstöd format Stingray	stl L B28 cm D15 cm	318720832	Stingray, x:panda, Panda Futura
<b>Leverans</b>	Finns som beställningsvara from nu.		

Länk till produktsida: [www.etac.se/stingray](http://www.etac.se/stingray)

# Junior

## Höftstöd – nytt tillbehör till ståstöden Rabbit och Toucan

Gäller: Ståstöd Rabbit och Toucan

Nu kan vi erbjuda en serie av höftstöd för brukare som behöver stöd runt höfterna vid användning av ståstöden Rabbit och Toucan. Höftstöden består av PU-dynor som vi även känner igen från bålstöden till gåstödet Mustang.

Höftstödet monteras på mitt-staget och kan enkelt ställas in i höjd genom att skjuta det tvådelade fästet uppåt eller nedåt. Dessutom kan höftstödet justeras i djup och vinkel för att uppnå en optimal passform för användaren.

Överdraget för Mustang bålstöd passar även på höftstödet. Se hemsidan för artikelnummer.



Höftstöd i tre storlekar.



Benämning	Beskrivning	Art.nr	Passar till
Höftstöd Rabbit/Toucan stl S	omkrets 47-64 cm H 8,5 cm	31861610	Rabbit/Toucan stl 1
Höftstöd Rabbit/Toucan stl M	omkrets 67-78 cm H 11 cm	31861620	Rabbit/Toucan stl 2-3
Höftstöd Rabbit/Toucan stl L	omkrets 87-114 cm H 14 cm	31861630	Rabbit/Toucan stl 4-5

**Leverans**

Finns som beställningsvara from nu.

Länk till produktsida: [www.etac.se/stastod](http://www.etac.se/stastod)



# Junior

## Bäckenstöd – nytt tillbehör till Mustang gåstöd

Gäller: Mustang gåstöd

Nu har vi ett bäckenstöd för brukare som behöver stöd runt bäckenet när de använder Mustang som gångträning bakom sig (en bakre gångtränare). Höftstöden består av PU-dynor som vi även känner igen från bålstöden till Mustang.

Bäckenstödet monteras på mittstaget under den svarta förlängningsdelen och kan enkelt justeras i höjd.

Överdraget för Mustang bålstöd passar även till bäckenstödet. Se hemsidan för artikelnummer.



Bäckenstöd i tre storlekar.

**Benämning**

Bäckenstöd Mustang stl S  
Bäckenstöd Mustang stl M  
Bäckenstöd Mustang stl L

**Beskrivning**

omkrets 47-64 cm H 8,5 cm  
omkrets 67-78 cm H 11 cm  
omkrets 87-114 cm H 14 cm

**Art.nr**

31869610  
31869620  
31869630

**Passar till**

Mustang stl 1-4  
Mustang stl 1-4  
Mustang stl 1-4

**Leverans**

Finns som beställningsvara from nu.

Länk till produktsida: [www.etac.se/mustang](http://www.etac.se/mustang)



# Junior

## Toucan stl 5 – ny storlek

Gäller: Ståstöd Toucan

Nu utökar vi Toucan-familjen med Toucan stl 5, ett ståstöd för större barn. Toucan stl 5 har ett höjdivall från 124-154 cm och en total brukarvikt på 70 kg. Befintliga tillbehör för Toucan passar även till stl 5.



*Chassifärg silver*

**Benämning**

Ståstöd Toucan stl 5 silver

**Art.nr**

31861005-3S

**Leverans**

Finns som beställningsvara from nu.

Länk till produktsida: [www.etac.se/toucan](http://www.etac.se/toucan)

# Förflyttning

## Uppgraderat Batteri Molift 14.4 V NiMH PowerPac

Gäller: Molift Smart 150, Molift Quick Raiser 1, 2 och 2+ och Molift Mover 180

Batteriet till Molift Smart 150, Molift Quick Raiser 1, 2 och 2+ och Molift Mover 180 har ändrat styrka från 2,2 Ah till 2,6 Ah. Det nya batteriet har en högre kapacitet.



*Uppgraderat batteri  
Molift PowerPac 14,4 NiMH 2,6Ah*



*Nytt utseende,  
grått sidostycke.*



*Gammalt utseende,  
grönt sidostycke.*

Samma artikelnummer som tidigare, 0541000, men ändringen som man kan se på batteriet är att det är grå plast i ändarna istället för grön.

Infört under maj månad 2014.

Länk till produktsida: [www.etac.se/mobila-lyftar](http://www.etac.se/mobila-lyftar)

# Bad & Toalett

## Utgående produkter – Etac Rufus

Gäller: Etac Rufus

För att göra vårt hygientsortiment tydligare och mer uppdaterat så har vi beslutat att avveckla några av våra produkter inom Rufus sortimentet. Då endast vissa produkter inom sortimentet utgår kommer inga reservdelar eller tillbehör att påverkas. Berörda artiklar kommer att utgå snarast, senast 30 juni 2014.



81504011

*Badkarspall Rufus med urtag*



81208012

*Duschstol hopfällbar med urtag*



81507015

*Duschpall Rufus plus med urtag*

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art.Nr.
Badkarspall Rufus med urtag		81504011
Duschstol hopfällbar med urtag	med ryggbricka	81208012
Duschpall Rufus plus med urtag		81507015

**Utgår**

30 juni 2014

Länk till produktsida: [www.etac.se/duschstolar-pallar](http://www.etac.se/duschstolar-pallar)

# Kontakta oss

---



## Pernilla Linde

Säljare/utbildare

- Junior

Södra Sverige

pernilla.linde@etac.com

Tel 0371-58 73 24

Mobil 0703-42 47 40



## Malin Häggblad

Säljare/utbildare

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Västra Götaland, Östergötland,

Jönköping

malin.haggblad@etac.com

Tel 0371-58 73 29

Mobil 0703-85 62 00



## Inger Skarin

Säljare/utbildare

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Södra Sverige

inger.skarin@etac.com

Tel 0371-58 72 21

Mobil 0730-75 54 25



## Magnus Kärnström

Säljare/utbildare

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Södermanland, Stockholm,

Gotland, Uppsala, Dalarna,

Gävleborg, Västmanland,

Värmland och Örebro

magnus.karnstrom@etac.com

Mobil 070-297 81 82

# Kontakta oss

---



## Petra Axelsson

Säljare/utbildare

- Junior
- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Södermanland, Stockholm,  
Gotland, Uppsala, Dalarna,  
Gävleborg, Västmanland,  
Värmland och Örebro

petra.axelsson@etac.com

Tel 08-633 47 45

Mobil 070-630 50 70



## Anna Hägerström

Säljare/utbildare

- Junior
- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer
- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar

Jämtland, Västernorrland,  
Västerbotten, Norrbotten

anna.hagerstrom@etac.com

Tel 0371-58 73 26

Mobil 072-233 31 53

## Kundservice

Etac Sverige AB

Box 203, 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00

fax kundservice 0371-58 73 90

info@etac.se www.etac.se

Öppettider:

Måndag 09:15-16:00

Tisdag-fredag 08:00-16:00

Lunchstängt 12:00-13:00



[www.etac.se](http://www.etac.se)

Etac Sverige AB  
Kista Science Tower  
SE-164 51 Kista, Sweden  
Tel +46 371 – 58 73 00  
Fax +46 371 – 58 73 90  
info@etac.se www.etac.se

  
Skapar möjligheter