



Produktinformation från Etac

Juli – September 2015

 etac®

Innehåll

Manuella rullstolar	3–5
Tippskydd – Uppdatering pilar	3
Låssats – Armstöd	4
Ryggpaket 3A – Uppdatering	5
Bad & Toalett	6
Relax tillbehör – Skruvsats	6
Transfer	7
Molift Raiser tillbehör	7
Kontakta oss	8–9

Tippskydd – Uppdatering pilar

Pilar införs på båda sidor av våra tippskydd så att de syns tydligt i både uppfällt och nedfällt läge. Tidigare har pil endast visats på en sida. Ändringen införs successivt under hösten 2015.



Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Tippskydd Cross/Twin 20-22	B och C-rad kompl hö	26270-1
Tippskydd Cross/Twin 20-22	B och C-rad kompl vä	26270-2
Tippskydd Cross/Twin 24	kompl hö	26162-1
Tippskydd Cross/Twin 24	kompl vä	26162-2
Tippskydd teleskop Cross hö	kompl	26869-1
Tippskydd teleskop Cross vä	kompl	26869-2
Tippskydd teleskop Cross 5	kompl	27526
Tippskydd Next/Transit III	kompl	25969
Tippskydd Next 20" kompl	Cross 20" exkl fäste	26132

Leverans Införs successivt under hösten

Länk till produktsida: www.etac.se/rullstolar

Låssats - Armstöd

Vi kan nu erbjuda en låssats för armstöd till Cross 5 och Transit. Med hjälp av satsen låser man fast armstödet vid rullstolen. Låst armstöd är inte avtagbart men fritt för höjdjustering.



Benämning artikel	Art. nr.
Låssats armstöd Cross	27189
Leverans	Vecka 40. 2015

Länk till produktsida: www.etac.se/rullstolar

Ryggpaket 3A – Uppdatering

Vi justerar våra ryggpaket för standard och hög crossrygg 3A. Ryggkläder kommer inkluderas och vara förmonterad i satsen. Ryggöverdrag beställs fortsättningsvis separat.



Benämning uppdaterad/ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggpaket Cross 5 35-40 cm mod 3A hög	triangulär inkl infästningsdetaljer	27953
Ryggpaket Cross 5 42,5-50 cm mod 3A hög	triangulär inkl infästningsdetaljer	27990
Ryggpaket Cross 5 52,5-60 cm mod 3A hög	triangulär inkl infästningsdetaljer	27991
Ryggpaket Cross 5 52,5-60 cm mod 3A	triangulär inkl infästningsdetaljer	27390
Ryggpaket Cross 5 42,5-50 cm mod 3A	triangulär inkl infästningsdetaljer	27386
Ryggpaket Cross 5 35-40 cm mod 3A	triangulär inkl infästningsdetaljer	27382

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggpaket Cross 35 cm mod 3A		27380
Ryggpaket Cross 37,5 cm mod 3A		27381
Ryggpaket Cross 42,5 cm mod 3A		27383
Ryggpaket Cross 45 cm mod 3A		27384
Ryggpaket Cross 47,5 cm mod 3A		27385
Ryggpaket Cross 52,5 cm mod 3A		27387
Ryggpaket Cross 55 cm mod 3A		27388
Ryggpaket Cross 57,5 cm mod 3A		27389

Leverans	Vecka 35. 2015
----------	----------------

Relax Tillbehör – Skruvsats

Vi kan nu erbjuda en skruvsats som tillbehör till Relax. Skruvsatsen är ämnad för montering på trä/plywood eller betongvägg. Satsen innehåller skruv och plugg.



Benämning nytt tillbehör	Beskrivning	Art. nr.
Skruvsats Relax		84006130
Leverans		Vecka 45. 2015

Tillbehör Trygghetsband och glidhylsa Molift Raiser

Utifrån önskemål så kommer vi att förlänga trygghetsbanden till Molift Raiser.

Det kommer att bli fler fästögglor på banden vilket möjliggör enklare och mer flexibel justering av banden.

Trygghetsband i stl S/M, artnr 82508, kommer framöver vara 170 cm (+25 cm) och har 7 st fästögglor på varje sida.

Trygghetsband i stl L/XL, artnr 82509, kommer framöver vara 205 cm (+20 cm) och har 9 st fästögglor på varje sida.

Ny etikett på Glidhylsa till trygghetsband

Glidhylsan (art.nr 82537) kommer att få en tydlig etikett för att underlätta korrekt placering av produkten.



Trygghetsband S/M

Trygghetsband L/XL

- Etiketten har en pil som markerar mitten.
- Etiketten sitter på glidhylsans utsida med låg friktion, vilket indikerar att produkten är placerad korrekt.



Glidhylsa

För att ytterligare förstärka konstruktionen har handtaget fästs runt hela hylsan istället för som tidigare på ovensidan.



Handtag

Glidhylsa artnr 82537 ingår i följande produkter:

Art.nr: 82528 Trygghetsband m glidhylsa S/M Molift Raiser (innehåller 82508 + 82537)

Art.nr: 82529 Trygghetsband m glidhylsa L/XL Molift Raiser (innehåller 82509 + 82537)

De nya utföranden av tillbehören kommer successivt införas med start från Batch 2015-06. Gamla versioner fasas ut.

Inga förändringar av nuvarande artikelnummer.

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Trygghetsband	S/M	82508
Trygghetsband	L/XL	82509
Glidhylsa Trygghetsband		82537
Trygghetsband inkl glidhylsa	S/M	82528
Trygghetsband inkl glidhylsa	L/XL	82529
Leverans		Införs successivt



Elin Magnusson Thomas

Säljare/utbildare

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Skåne, Halland, Blekinge,
Kronoberg, Kalmar

elin.magnusson.thomas@etac.com
Tel 0371-58 73 55
Mobil 0706-05 30 63



Pernilla Linde

Säljare/utbildare

- Junior

Södra Sverige

pernilla.linde@etac.com
Tel 0371-58 73 24
Mobil 0703-42 47 40



Inger Skärin

Säljare/utbildare

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Södra Sverige

inger.skarin@etac.com
Tel 0371-58 72 21
Mobil 0730-75 54 25



Tove Filipsson

Säljare/utbildare

- Junior

Södermanland, Stockholm,
Gotland, Uppsala, Dalarna,
Gävleborg, Västmanland,
Värmland och Örebro

tove.filipsson@etac.com
Tel 08-633 47 44
Mobil 072-711 56 75



Magnus Kärnström

Säljare/utbildare

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Södermanland, Stockholm,
Gotland, Uppsala, Dalarna,
Gävleborg, Västmanland,
Värmland och Örebro

magnus.karnstrom@etac.com
Mobil 070-297 81 82



Anna Hägerström

Säljare/utbildare

- Junior
- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer
- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar

Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten, Norrbotten

anna.hagerstrom@etac.com
Tel 0371-58 73 26
Mobil 072-233 31 53

Kundservice

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

Öppettider:
Måndag 09:15-16:00
Tisdag-fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00



etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

 **etac**[®]
Skapar möjligheter