



Produktinformation från Etac

Oktober – December 2015

 **etac**[®]

Innehåll

Manuella rullstolar	3–6
Tidy – Droppskydd	3
Etac Prio – Bord bättre fäste	4
Grundbult – Etac Next Comfort	5
Drivring – Leverantörsbyte	5
Utfasning – Drivhjul 16"	6
Hjälpmotor	7
Lille Viking – Reservdel	7
Junior	8–15
Nya färger – gästol R82 Mustang	8
Benstöd R82 Heron	9
Nya tillbehör – R82 Stingray	10–12
Nya tillbehör – R82 Flamingo	13–15
Transfer	16–17
Trygghetsband och glidhylsa Molift Raiser	16
Immedia HandySwing Seat – Utgåår	17
Bad & Toalett	18
Relax tillbehör – Skruvsats	18
Kontakta oss	19–20

Tidy - Droppskydd

Vi har uppdaterat sittdyna Tidy och inkluderat ett droppskydd för dragkedjan. Dragkedjan var tidigare placerad i nederkant men har nu flyttats upp och ligger gömd under droppskyddet, detta för att förhindra att fukt kan dras in genom dragkedjan. Befintligt utförande kommer utgå och slutförbrukas. Tidy med droppskydd införs därefter successivt med start 1 November.



Tidy
Gammalt utförande



Tidy
Nytt utförande - droppskydd



Tidy
Nytt utförande - dragkedja

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Sittdyna Universal Tidy 35	droppskyddad dragkedja	63130-63
Sittdyna Universal Tidy 37,5	droppskyddad dragkedja	63131-63
Sittdyna Universal Tidy 40	droppskyddad dragkedja	63132-63
Sittdyna Universal Tidy 42,5	droppskyddad dragkedja	63133-63
Sittdyna Universal Tidy 45	droppskyddad dragkedja	63134-63
Sittdyna Universal Tidy 47,5	droppskyddad dragkedja	63135-63
Sittdyna Universal Tidy 50	droppskyddad dragkedja	63136-63
Sittdyna Universal Tidy 52,5	droppskyddad dragkedja	63137-63
Sittdyna Universal Tidy 55	droppskyddad dragkedja	63138-63
Sittdyna Universal Tidy 57,5/60	droppskyddad dragkedja	63139-63
Införs successivt fr.o.m		Vecka 45. 2015

Länk till produktsida: www.etac.se/rullstolar

Etac Prio - Bord bättre fäste

Vi uppdaterar våra satser för bord. Till Prio har borden fått egna artikelnummer och innehåller två längder på band. Ett nytt längre band som är bättre anpassat för montering på Prio samt ett för montering på Cross 5.



Benämning artikel

Bord Prio 40 bordbredd 57.5cm

Bord Prio 45 bordbredd 62.5cm

Bord Prio 50 bordbredd 67.5cm

Bord Prio 55 bordbredd 72.5cm

Art. nr.

27971

27972

27973

27974

Leverans

Finns på lager

Länk till produktsida: www.etac.se/etac-prio

Grundbult - Etac Next Comfort

Vid montering av grundbulten till Next Comfort kommer plastbusningarna hädanefter att fettas in. Instruktion för infettning inkluderas i reservdelssats för grundbult (26830).



Leverans

Vecka 50. 2015

Länk till produktsida: www.etac.se/nextcomfort

Drivring - Leverantörsbyte

Vi genomför ett leverantörsbyte på några av våra drivringar. Bytet av leverantör medför att drivringarna får en något blankare yta. Vad gäller friktion så är båda utförandena likvärdiga. Befintligt lager slutförbrukas, det nya utförandet införs successivt.



Drivring
Nytt blankt utförande



Drivring
Gammalt matt utförande

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.	Beräknad leverans
Drivring D540 hjul 24 plastad	svart	80894	vecka 11
Drivring D500 hjul 22 plastad	svart	80895	vecka 26
Drivring D465 hjul 20 plastad	svart	81229	vecka 30
Leverans			2016

Länk till produktsida: www.etac.se/rullstolar

Utfasning - Drivhjul 26"

På grund av låga volymer fasar vi ut delar av vårt sortiment för 26" drivhjul. Några artiklar utgår omgående och andra utgår först om ett halvår efter slutförbrukning.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul 26 högtryck/alu		26311
Drivhjul BS 26 högtryck/alu		26860
Drivhjul BS 26 högtryck/plasta		26861
Drivhjul BS 26 högtryck/rfr		26862
Drivhjul BS 26 halvmassivt/alu		26863
Drivhjul BS 26 halvmassivt/pla		26864
Drivhjul 26 C5 högtr/plastad		27571
Slang 26 luft lågtryck		80328
Drivring D585 hjul 26 plastad		81509
Drivhjul BS 26 u däck		81938
Däck 26 luft grovmönstrat		81987
Drivring D585 hjul 26 titan		82174
Drivhjul 26 drivring alu		98109
Drivhjul 26 drivring friktion		98110

Utgår

Vecka 41. 2015

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul 26 högtryck/plastad		26312
Drivhjul 26 högtryck/rfr		26313
Drivhjul 26 halvmassivt/alu		26314
Drivhjul 26 halvmassivt/plast		26315
Drivhjul 26 halvmassivt/rfr		26316

Slutförbrukas t.o.m.

Vecka 9. 2016

Länk till produktsida: www.etac.se/rullstolar

Lille Viking - Reservdel

Motorkåpa Low LV 2000+ utgår och ersätts med Motorkåpa Low LV2015 som reservdel. Kontakterna är förstärkta med en metallbricka på insidan. Vid montering på Lille Viking 2000+ krävs därför anpassningar av underredet för att fästena skall passa, mall för detta ingår i satsen.



Motorkåpa Low LV2015

Insida med förstärkta kontakter

Benämning gammal reservdel	Beskrivning	Art. nr.
Motorkåpa Low inkl kablage	Lille Viking 2000+ inkl nyckel med kedja	82548

Utgår

Benämning ny reservdel	Beskrivning	Art. nr.
Motorkåpa Low LV2015	inkl kablage, nyckel med kedja	82917

Leverans	Omgående
----------	----------

Länk till produktsida: www.etac.se/lilleviking

Nya färger – gåstol R82 Mustang

Nu uppdaterar vi gåstolen R82 Mustang med nya färger.

I dagsläget finns Mustang i följande färger:

stl 1 = gul, stl 2 = blå, stl 3 = röd och stl 4 = blå.

Mustang i storlekarna 2, 3 och 4 kommer vid årsskiftet att lanseras i nya färger/nyanser. Stl 1 kommer fortsatt vara gul.

Mustang stl 1 = gul (ingen förändring)

Mustang stl 2 = vit (ny färg)

Mustang stl 3 = röd (ny färg)

Mustang stl 4 = grå (ny färg)



Nya färger



Gul – stl 1



Vit – stl 2



Röd – stl 3



Grå – stl 4

Benämning artikel	Art. nr.
Utående utförande:	Gammalt art.nr
Gåstol Mustang stl 2 200 mm hjul blå	31869021
Gåstol Mustang stl 2 100 mm hjul blå	31869025
Gåstol Mustang stl 3 200 mm hjul röd	31869031
Gåstol Mustang stl 4 200 mm hjul blå	31869041
Ersätts av nytt utförande:	Nytt art.nr
Gåstol Mustang stl 2 vit 200 mm hjul	31869024
Gåstol Mustang stl 2 vit 100 mm hjul	31869025-4
Gåstol Mustang stl 3 röd 200 mm hjul	31869033
Gåstol Mustang stl 4 grå 200 mm hjul	31869042
Leverans	Införs succesivt. Gammal modell slutförbrukas.

Länk till produktsida: www.etac.se/mustang

Benstöd R82 Heron

Till Heron har det fram tills nu funnits 2 alternativa benstöd - vid och snäv vinkel - för underbenslängd 36-46 cm. Nu utökar vi med ett tredje alternativ för brukare som är i behov av en kortare underbenslängd. Dessa benstöd är korta med snäv vinkel. Underbenslängd 27-35 cm.

Benstöd snäv kort kan användas i kombination med adaptorn för sitsdjupsreducering, art.nr 31880508-06, vilket ökar flexibiliteten. Heron passar både barn, ungdomar och vuxna.



Korta benstöd med snäv vinkel, R82 Heron.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Benstöd snäv vinkel kort Heron	inkl fotplatta par	31880506-03
Leverans		Finns på lager

Länk till produktsida: www.etac.se/r82heron

Nytt tillbehör Stingray– Skumplatta rygg

Skumplattan fyller på ett smidigt sätt ut glappet som ibland kan uppstå mellan rygg och sits i situationer då användaren pressar bakåt i sitsen. Skumplattan kan klippas/skäras och på så sätt enkelt anpassas till önskad höjd.



Skumplatta rygg Stingray

Benämning nytt tillbehör	Beskrivning	Art. nr.
Skumplatta rygg Stingray stl 1	31x13 cm	318776325
Skumplatta rygg Stingray stl 2	35,5x14 cm	318776326
Leverans		Finns på lager fr.o.m nu

Nytt tillbehör Stingray – Bord grå plast

Nu finns även ett alternativt bord i grå plast med kant till Sulky Stingray. Det grå bordet har storlek 44x34 cm. Det redan befintliga bordet är som bekant i transparent plast.



Bord Stingray grå plast

Benämning nytt tillbehör	Beskrivning	Art. nr.
Bord Stingray grå plast	44x34 cm	318776350
Leverans		Finns på lager fr.o.m nu

Länk till produktsida: www.etac.se/stingray

Nytt tillbehör Stingray – Skydd justeringsknapp bålstöd

Skydd för justeringsknappen till bålstöden. Levereras i par.



Skydd justeringsknapp bålstöd

Benämning nytt tillbehör	Beskrivning	Art. nr.
Skydd justeringsknapp bålstöd	Stingray, par	318720360
Leverans		Finns på lager fr.o.m nu

Nytt tillbehör Stingray – Regnskydd

Smidigt regnskydd för Stingray med sufflett, både enkelt och rymligt.
Finns i två storlekar.



Regnskydd Stingray

Benämning nytt tillbehör	Art. nr.
Regnskydd Stingray stl 1	318720141
Regnskydd Stingray stl 2	318720142
Leverans	Finns på lager fr.o.m nu

Länk till produktsida: www.etac.se/stingray

Nytt tillbehör Stingray – Åkpåse

Varm och bekväm åkpåse finns nu tillgänglig till Stingray



Åkpåse Stingray

Benämning nytt tillbehör

Art. nr.

Åkpåse Stingray stl 1

318720131

Åkpåse Stingray stl 2

318720132

Leverans

Finns på lager fr.o.m nu

Nytt tillbehör Stingray – 5-punkt sele

Nu utökar vi vårt sortiment av bälten/selar med en 5-punkts sele. Selen ger ett bra stöd och positionering av bäckenet. Rullmekanismen på axlebanden gör det enkelt att justera. Selen passar barn som behöver ett kombinerat stöd för axel och bäcken.



5-punkt sele

Benämning nytt tillbehör

Art. nr.

5-punkt sele stl 1–2

3189665-1

5-punkt sele stl 3–4

3189665-2

Leverans

Finns på lager fr.o.m nu

Länk till produktsida: www.etac.se/stingray

Nytt tillbehör Flamingo – Stänkskydd nedre

Nu kan vi erbjuda ett nedre stänkskydd till hygienstol Flamingo, för användning över toaletten. Det är samma typ av stänkskydd som finns till hygienstol Heron.



Stänkskydd nedre

Benämning nytt tillbehör

Art. nr.

Stänkskydd nedre inkl hållare Flamingo stl 1	31880121-PR
Stänkskydd nedre inkl hållare Flamingo stl 2	31880122-PR
Stänkskydd nedre inkl hållare Flamingo stl 3	31880123-PR
Stänkskydd nedre inkl hållare Flamingo stl 4	31880124-PR

Stänkskydd nedre Flamingo stl 1-2	31112369
Stänkskydd nedre Flamingo stl 3-4	31112372

Leverans

Finns på lager fr.o.m nu

Nytt tillbehör Flamingo – Sitslock potthål

För att ytterligare bredda användningsområdet för Flamingo kan vi nu erbjuda ett sitslock. Sitslocket används för att täcka öppningen i sitsen i kombination med mjuksits.



Sitslock potthål

Benämning nytt tillbehör

Art. nr.

Sitslock potthål Flamingo stl 1	31880185
Sitslock potthål Flamingo stl 2	31880186
Sitslock potthål Flamingo stl 3	31880187
Sitslock potthål Flamingo stl 4	31880188

Leverans

Finns på lager fr.o.m nu

Länk till produktsida: www.etac.se/flamingo

Nytt tillbehör Flamingo – Vadband

Vadband till Flamingo för extra stöd och komfort för vaderna.



Vadband

Benämning nytt tillbehör	Beskrivning	Art. nr.
Vadband Flamingo stl 1-4	10 x 106 cm	31880199
Leverans		Finns på lager fr.o.m nu

Nytt tillbehör Flamingo – Hjul 100 mm

På Flamingo är det nu möjligt att byta ut de vanliga 75 mm standard-hjulen till 100 mm hjul. Dessa större hjul är i samma färg som standardhjulen. Hjulen beställs i set om 4 st.

För monteringsanvisning, se vår hemsida www.etac.se.



Hjul 100 mm

Benämning nytt tillbehör	Art. nr.
Hjul 100 mm Flamingo set/4 st	31880100-S
Leverans	Finns på lager fr.o.m nu

Länk till produktsida: www.etac.se/flamingo

Nytt tillbehör Flamingo – Ryggförlängare

Med ryggförlängare som tillbehör kan även de längre och smalare barnen sitta bekvämt i hygienstol Flamingo. Staget till ryggförlängaren sälj separat. Ryggförlängaren kan även monteras på staget till huvudstöden.



Stag ryggförlängare



Ryggförlängare

Benämning nytt tillbehör	Beskrivning	Art. nr.
Ryggförlängare Flamingo stl 1-2	10 x 17-20 cm	31880118
Ryggförlängare Flamingo stl 3-4	10 x 23-26 cm	31880119
Stag ryggförlängare Flamingo	20 cm	31880120
Leverans		Finns på lager fr.o.m nu

Länk till produktsida: www.etac.se/flamingo

Tillbehör – Trygghetsband och glidhylsa Molift Raiser

Utifrån önskemål så kommer vi att förlänga trygghetsbanden till Molift Raiser.

Det kommer att bli fler fästögglor på banden vilket möjliggör enklare och mer flexibel justering av banden.

Trygghetsband i stl S/M, artnr 82508, kommer framöver vara 170 cm (+25 cm) och har 7 st fästögglor på varje sida.

Trygghetsband i stl L/XL, artnr 82509, kommer framöver vara 205 cm (+20 cm) och har 9 st fästögglor på varje sida.



Trygghetsband S/M

Trygghetsband L/XL

Ny etikett på Glidhylsa till trygghetsband

Glidhysan (art.nr 82537) kommer att få en tydlig etikett för att underlätta korrekt placering av produkten.

- Etiketten har en pil som markerar mitten.
- Etiketten sitter på glidhysans utsida med låg friktion, vilket indikerar att produkten är placerad korrekt.



Glidhylsa



Handtag

För att ytterligare förstärka konstruktionen har handtaget fästs runt hela hysan istället för som tidigare på ovsidan.

Glidhylsa artnr 82537 ingår i följande produkter:

Art.nr: 82528 Trygghetsband m glidhylsa S/M Molift Raiser (innehåller 82508 + 82537)

Art.nr: 82529 Trygghetsband m glidhylsa L/XL Molift Raiser (innehåller 82509 + 82537)

De nya utföranden av tillbehören kommer successivt införas med start från Batch 2015-06. Gamla versioner fasas ut.

Inga förändringar av nuvarande artikelnummer.

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Trygghetsband	S/M	82508
Trygghetsband	L/XL	82509
Glidhylsa Trygghetsband		82537
Trygghetsband inkl glidhylsa	S/M	82528
Trygghetsband inkl glidhylsa	L/XL	82529
Leverans		Införs successivt

Länk till produktsida: www.etac.se/moliftraiser

Immedia HandySwing Seat – Utgå

HandySwing Seat utgår. Vi kan erbjuda ett utmärkt alternativ till denna produkt – Immedia EasyTurn IM999405.

Immedia EasyTurn är en mjuk vridplatta som underlättar för brukaren att ta sig i och ur bilen eller sängen. EasyTurn är enkel att placera och använda. Vridplattan kan med fördel användas på arbetsplatser vars personal ofta kliver i och ur bilar, till exempel hemvårdspersonal.

**Utgående**

HandySwing seat Ø40 cm, Art nr IM106010

**Ersätts av**

Easyturn vridplatta Ø40 cm för säng/stol, Art nr IM999405

Benämning utgående produkt	Beskrivning	Art. nr.
HandySwing Seat	Ø40 cm	IM106010
Leverans		Slutförbrukas

Relax Tillbehör – Skruvsats

Vi kan nu erbjuda en skruvsats som tillbehör till Relax. Skruvsatsen är ämnad för montering på trä/plywood eller betongvägg. Satsen innehåller skruv och plugg.



Benämning nytt tillbehör	Beskrivning	Art. nr.
Skruvsats Relax		84006130
Leverans		Vecka 45. 2015

Länk till produktsida: www.etac.se/relax-duschsits



Elin Magnusson Thomas

Säljare/utbildare

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Skåne, Halland, Blekinge,
Kronoberg, Kalmar

elin.magnusson.thomas@etac.com
Tel 0371-58 73 55
Mobil 0706-05 30 63



Helen Hallbäck

Säljare/utbildare

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Västra Götaland, Jönköping,
Halland

helen.hallbäck@etac.com
Tel 0371-58 73 22
Mobil 0703-42 86 38



Pernilla Linde

Säljare/utbildare

- Junior

Södra Sverige

pernilla.linde@etac.com
Tel 0371-58 73 24
Mobil 0703-42 47 40



Inger Skärin

Säljare/utbildare

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Södra Sverige

inger.skarin@etac.com
Tel 0371-58 72 21
Mobil 0730-75 54 25



Tove Filipsson

Säljare/utbildare

- Junior

Södermanland, Stockholm,
Gotland, Uppsala, Dalarna,
Gävleborg, Västmanland,
Värmland, Örebro och
Östergötland

tove.filipsson@etac.com
Tel 08-633 47 44
Mobil 072-711 56 75



Anna Hägerström

Säljare/utbildare

- Junior
- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer
- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar

Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten, Norrbotten

anna.hagerstrom@etac.com
Tel 0371-58 73 26
Mobil 072-233 31 53

Kundservice

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

Öppettider:
Måndag 09:15-16:00
Tisdag-fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00



www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

 **etac**[®]
Skapar möjligheter