



Produktinformation R82 Tippbrädor/Gåstolar

Januari 2016

 etac[®]

R82 Caribou

Ersätter tippbräda R82 Buffalo

R82 Caribou är en uppskattad tippbräda för både mag- och ryggstående med många moderna funktioner. Caribou har en genomtänkt design med egenskaper som tillgodoser en bred målgrupp.

Under våren kommer R82 Caribou ersätta tippbrädan R82 Buffalo som fasas ut. Tillbehör och reservdelar till R82 Buffalo levereras i fem år efter att huvudprodukten har avvecklats.



R82 Caribou – En funktionell tippbräda

Tippbrädan Caribou hjälper människor att stå, behovet kan finnas vid många olika slags diagnoser, exempelvis spasticitet, kontrakturer och cirkulationsproblem. Tippbrädan kan gå från en horisontell till en vertikal position.

Caribou är byggd av en standarddyna och en rad valfria toppdynor för att ge optimal rörelsefrihet.

Det finns även ett brett utbud av tillbehör för att kunna uppfylla varje individs särskilda behov.

Caribou finns i fyra storlekar och lämpar sig för barn i åldrarna 1–18 år.



R82 Caribou



R82 Buffalo – utgå

Egenskaper R82 Caribou



Vertikal till horisontell tiltning

Det horisontella läget gör det lättare att placera brukaren rätt. Caribou är även utformad med en upphöjd ram för att enkelt komma under med en lyft.



Anatomisk design och mjukt formbart PUR material

Nytt och mjukt PUR-material för optimal komfort. Utformad med jämna kanter för bättre säkerhet och lätt rengöring.



Bättre tillbehörssortiment

Brett tillbehörssortiment som förbättrar anpassningsmöjligheten. Många av tillbehören går att kombinera tillsammans med alla storlekar.



Lätt att tilta

Caribou har en enkel tiltmekanism som tillåter vårdaren att ha fria händer. Tiltmekanismen finns på båda sidorna.

För mer information om R82 Caribou, se etac.se/caribou

Artikelinformation

Benämning utgående produkt	Beskrivning	Art. nr.
Tippbräda Buffalo 1	gul mod 2	3186001-1146
Tippbräda Buffalo 2	blå	3186002-1159
Tippbräda Buffalo el 2	blå	3186002-EL59
Tippbräda Buffalo 3	grön	3186003-58
Tippbräda Buffalo el 3	grön fotplattor delade	3186003-EL58

Ersätts av produkt		
Tippbräda Caribou stl 1	m delade fotplattor	31860101
Tippbräda Caribou stl 1 EL	m delade fotplattor	3186101-EL
Tippbräda Caribou stl 2	m delade fotplattor	3186102
Tippbräda Caribou stl 2 EL	m delade fotplattor	3186102-EL
Tippbräda Caribou stl 3	m delade fotplattor	3186103
Tippbräda Caribou stl 3 EL	m delade fotplattor	3186103-EL
Tippbräda Caribou stl 4	m delade fotplattor	3186104
Tippbräda Caribou stl 4 EL	m delade fotplattor	3186104-EL

R82 Buffalo fasas ut under våren och ersätts successivt av R82 Caribou

R82 Mustang

Ersätter gåstolarna R82 Pony och R82 Bronco

R82 Mustang är ett gånghjälpmedel med användbarhet och flexibilitet som stimulerar barnets utveckling på ett sätt som inga andra hjälpmedel.

Under våren kommer R82 Mustang ersätta gåstolarna R82 Pony och R82 Bronco som fasas ut. Tillbehör och reservdelar till R82 Pony och R82 Bronco levereras i fem år efter att huvudprodukten har avvecklats.



R82 Mustang

R82 Mustang – Passar både stora och små

De olika storlekarna passar barn från 1 års ålder till ungdomar upp till en längd på 170 cm. Underrede och bålstöd beställs separat. Detta för att enkelt kunna välja storlek på bålstöd individuellt.

Funktionell och genomtänkt

Mustang erbjuder ett mjukt och stabilt, höj- och sänkbart stöd för överkroppen som dessutom är gjort så att barnet lätt kan komma i och ur. Stödet för barnets bäcken kan varieras med vinkelställbar sadelsits, hängsits eller användas helt utan sits. Mustang kan därigenom anpassas just så mycket som är nödvändigt för varje barn.

Den upprätta och samtidigt lätt framåtlutade hållningen stimulerar barnets gångmönster och uppmuntrar barnet att delta i dagliga aktiviteter.



R82 Pony – utgå



R82 Bronco – utgå

Egenskaper R82 Mustang



Central placering

Barnet är alltid centralt placerad i Mustang, vilket gör att den lätt kan svänga runt. Barnet kan då fokusera på att gå istället för att balansera.



Lättillgänglig

Lätt tillgänglighet har varit en av de viktigaste grundfunktionerna när man utvecklat Mustang. Man öppnar bålstödet och kommer lätt in i sitt gästöd.



Naturligt gångmönster

Mustang ger ett effektivt stöd och stimulerar ett naturligt gångmönster med möjlighet till lätt framåtlutad position



Enkel att fälla ihop

Mustang tar liten plats och är därigenom lätt att bära med sig.

För mer information om R82 Mustang, se etac.se/mustang

Artikelinformation

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Gåstol Pony stl 0		3186400
Gåstol Pony stl 1		3186401
Gåstol Pony stl 2		3186402
Gåstol Bronco stl 1	hjul luft cerise	3186405
Gåstol Bronco stl 2	hjul luft lila	3186406
Gåstol Bronco stl 1	hjul massiva cerise	3186405-F
Gåstol Bronco stl 2	hjul massiva lila	3186406-F
Ersätts av produkt		
Gåstol Mustang stl 1 gul	100 mm hjul	31869011
Gåstol Mustang stl 1 gul	200 mm hjul	31869015
Gåstol Mustang stl 2 vit	200 mm hjul	31869024
Gåstol Mustang stl 2 vit	100 mm hjul	31869025-4
Gåstol Mustang stl 3 röd	200 mm hjul	31869033
Gåstol Mustang stl 4 grå	200 mm hjul	31869042

R82 Pony och R82 Bronco fasas ut under våren och ersätts successivt av R82 Mustang



R82[®] 



Anna Hägerström

Säljare/utbildare

- Junior
- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer
- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar

Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten, Norrbotten

anna.hagerstrom@etac.com
Tel 0371-58 73 26
Mobil 072-233 31 53



Tove Filipsson

Säljare/utbildare

- Junior

Södermanland, Stockholm,
Gotland, Uppsala, Dalarna,
Gävleborg, Västmanland,
Värmland, Örebro och
Östergötland

tove.filipsson@etac.com
Tel 08-633 47 44
Mobil 072-711 56 75



Pernilla Linde

Säljare/utbildare

- Junior

Södra Sverige

pernilla.linde@etac.com
Tel 0371-58 73 24
Mobil 0703-42 47 40

Kundservice

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

Öppettider:
Måndag 09:15-16:00
Tisdag-fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00



etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

 **etac**[®]
Skapar möjligheter