

# Køb en Lille Viking til kr. 19.900,- og få en manuel kørestol Cross 5 uden beregning.

Ønsker I at det skal være enkelt?  
Så har vi tilbuddet til jer.

Ved køb af den meget populære hjælpemotor Lille Viking forærer vi en Cross 5 manuel kørestol med i købet. Med Lille Viking bliver kørestolen el-drevet, ledsagerstyret og betjenes via en trinløs håndbetjening monteret på kørestolens skubbehåndtag. Prisen er inkl. monterings sæt.

Et komplet sæt Lille Viking og Cross 5.  
Det bliver ikke nemmere, og der er mange fordele:

- ✓ Meget brugervenlig og stærk hjælpemotor
- ✓ Letkørt for hjælperen
- ✓ Kører godt i terræn
- ✓ Unik stabilitet i kørestolen
- ✓ God sidde- og kørestilling
- ✓ Nem justering
- ✓ En komfortabel løsning til gavn for både bruger og hjælper



2 FOR 1



Etac A/S  
Egeskovvej 12, 8700 Horsens  
telefon 79 68 58 33  
fax 75 66 52 57  
info@etac.dk www.etac.dk

Serie 17091 fra hvsi-basen.dk

**etac**<sup>®</sup>

Skaber muligheder

Prisen er ekskl. moms og montering. Tilbuddet gælder til og med 30. juni 2017.

## Lille Viking 2015

Højde	330 mm (lav) 360 mm (flad)
Bredde inkl. batterier*	310 mm
Længde	550/580 mm
Vægt total*	19 kg
Vægt motorenhed	10 kg
Vægt batteridel*	9 kg
Vedligeholdelsesfrie GEL batterier*	12 Amph
Ladeapparat	24V / 2,5 Amph
Ladetid*	8-12 timer
Max rækkevidde (fuldt opladet)*	20 km
Tophastighed	6 km/t forlæns, 3,2 km/t baglæns
Stigningskapacitet	8°
Max højde forhindringer	50 mm
Elektronik	Curtis 70 A
Motor	300 W /24V
Udveksling	1/20
Dækdimension, punkteringsfrit	2,50 - 3" (210 x 65)
Driftstemperatur	-25° til + 50°
IP-klasse	IP44
Klassificering	Klasse B, inden- og udendørs brug
Max brugervægt	Det som angives for kørestolen, dog max 150 kg

*Alle data angivet med \* er specifikationer for 12 Amph / 17 Amph batterier.*



Etac Lille Viking 2015 Flad



Etac Lille Viking 2015 Lav