

PI - Produktinformation

Tværstang & Hovedstøttebeslag

Den stabiliserende tværstang er standard på Cross 5 XL og kan tilkøbes som tilbehør for stabilisering af rygstøtten på Cross 5, Cross 3A og 3A XL.

Beslagene monteres i 3A rygrørene, hvorefter tværstangen påsættes. For et mere diskret design, er tværstangens dybde blevet mindsket.



Tværstang

Varenavn	Art. nr.
Tværstang 3A 35 cm komplet mod 4	28114
Tværstang 3A 37,5 cm komplet mod 4	28115
Tværstang 3A 40 cm komplet mod 4	28116
Tværstang 3A 42,5 cm komplet mod 4	28117
Tværstang 3A 45 cm komplet mod 4	28118
Tværstang 3A 47,5 cm komplet mod 4	28119
Tværstang 3A 50 cm komplet mod 4	28120
Tværstang 3A 52,5 cm komplet mod 4	28121
Tværstang 3A 55 cm komplet mod 4	28122
Tværstang 3A 57,5 cm komplet mod 4	28123
Tværstang 3A 60 cm komplet mod 4	28124

Leveres fra

Uge 41. 2017

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.com
tlf. +45 79 68 58 33

etac[®]

Produktinformation

Nyt Hovedstøttebeslag

Med den nye løsning behøver man ikke længere at montere en kørebøjle, for at kunne montere hovedstøtten. Med den nye løsning bliver det en let montering i 3A-rygprofilen. Beslagene monteres på rygprofilen og herefter klikkes hovedstøttebeslaget (tværstangen) på. Ved sammenklapning af kørestolen fjernes hovedstøttebeslaget (tværstangen) derved på en enkel måde. Hovedstøttebeslaget er monteret uafhængigt af kørehåndtagene.



Hovedstøttebeslag

Varenavn	Beskrivelse	Art. nr.
Hovedstøttebeslag 3A 35 cm	komplet mod 4	28125
Hovedstøttebeslag 3A 37,5 cm	komplet mod 4	28126
Hovedstøttebeslag 3A 40 cm	komplet mod 4	28127
Hovedstøttebeslag 3A 42,5 cm	komplet mod 4	28128
Hovedstøttebeslag 3A 45 cm	komplet mod 4	28129
Hovedstøttebeslag 3A 47,5 cm	komplet mod 4	28130
Hovedstøttebeslag 3A 50 cm	komplet mod 4	28131
Hovedstøttebeslag 3A 52,5 cm	komplet mod 4	28132
Hovedstøttebeslag 3A 55 cm	komplet mod 4	28133
Hovedstøttebeslag 3A 57,5 cm	komplet mod 4	28134
Hovedstøttebeslag 3A 60 cm	komplet mod 4	28135

Leveres fra

Uge 41. 2017

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.com
tlf. +45 79 68 58 33

etac[®]