

PI - Produktinformation

Sidestop

Sidestop til Cross 5 findes i tre forskellige modeller og størrelser. De kan enten anvendes for sig selv, som ekstra støtte sammen med rygovertrækket, eller kombineres med kiler eller sidepude for at skabe en mere stabiliserende form. Til hvert sidestop medfølger et stykke selvhæftende velcro for nemt at kunne fæstne den til en kile eller sidepude.




Sidestop

Sidestop i tre forskellige størrelser og modeller, anvendes for at få extra støtte og stabilitet efter ønske.

Sidestop monteres nemt i rygrøret, hvor den skrues fast i den ønskede højde.

Selvhæftende velcro

Anvend den medfølgende selvhæftende velcro for nemt at kunne fæstne sidestoppet til en kile eller sidepude.



Varenavn

Art. nr.

Sidestop, vinklet + 30 mm

28173

Sidestop, flad + 40 mm

28136

Sidestop, vinklet + 15 mm

28137

Leveres fra

Uge 41. 2017

Ved spørgsmål kontakt din konsulent eller Intern salg på:
info@etac.com
 tlf. +45 79 68 58 33

etac®