



Nyt produkt



Erstatter produkt



Supplement til eksisterende produkt



Udgår


PI - Produktinformation

Caribou

Optimal brug af Caribou ståstøtte omhandler også den bedst mulige indstilling af de individuelle fodstøtter. Den individuelle vinkling af hver fodstøtte samt den individuelle højdeindstilling tilgodeser dorsal- såvel som plantarfleksion samt uens benlængde og kontraktur.

Vinklingen af Caribou fodstøtterne er nu blevet forhøjet til +/- 20° og håndtagene til fastgørelse er blevet flyttet, så de er nemmere tilgængelige.

Artikelnumre og priser forbliver uændret. Ændringen gælder fra dags dato.



Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

 etac®