

Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

PI - Produktinformation

Etac Komfortpude


Vores Etac komfortpude, der er udviklet til Prio kørestolen tilbydes nu også til vores andre stole. Den anatomisk formede pude af viskoelastisk skum er udformet med konturering til lårene fortil og en fordybning til sædebensknoglerne/tuber bagtil. Derved får lårene en god placering og bækkenet får stabilitet. Således opnår bruger en opret og afslappet siddestilling.

På Etac komfortpuden skabes konturen på undersiden af puden. Betrækket er strækbart/vaskbart.

Puden anbefales til brugere med lav risiko for tryksår.

For at imødekomme de flere forskellige sædebredder på vores kørestole, har vi udvidet vores sortiment af komfortpuder med nedenstående størrelser.

For yderligere information om Etac komfortpude besøg vores hjemmeside www.etac.dk.



Produkt	Varenummer	HMI nummer
Sædepude SB 37,5 cm, ekstra kort (L: 42-46 cm), grå hygiejnetekstil	28066-65SPC	111538
Sædepude SB 40 cm, ekstra kort (L: 42-46 cm), grå hygiejnetekstil	28066-65	111589
Sædepude SB 42,5 cm, ekstra kort (L: 42-46 cm), grå hygiejnetekstil	28067-65SPC	111540
Sædepude SB 45 cm, ekstra kort (L: 42-46 cm), grå hygiejnetekstil	28067-65	111591
Sædepude SB 47,5 cm, ekstra kort (L: 42-46 cm), grå hygiejnetekstil	28068-65SPC	111543
Sædepude SB 50 cm, ekstra kort (L: 42-46 cm), grå hygiejnetekstil	28068-65	111592
Sædepude SB 37,5 cm, kort (L: 46-50 cm), grå hygiejnetekstil	27755-65SPC	111545
Sædepude SB 40 cm, kort (L: 46-50 cm), grå hygiejnetekstil	27755-65	111593
Sædepude SB 42,5 cm, kort (L: 46-50 cm), grå hygiejnetekstil	27756-65SPC	111546
Sædepude SB 45 cm, kort (L: 46-50 cm), grå hygiejnetekstil	27756-65	111594
Sædepude SB 47,5 cm, kort (L: 46-50 cm), grå hygiejnetekstil	27757-65SPC	111547
Sædepude SB 50 cm, kort (L: 46-50 cm), grå hygiejnetekstil	27757-65	111595

Indfases fra

Uge 47. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33