



Nyt produkt



Erstatter produkt



Supplement til eksisterende produkt



Udgår

# Produktinformation

## Prio - Armlæn

Armlænet til Prio kørestolen får nyt udseende, hvilket gør det muligt at få det endnu længere ned i højden. Armlænet kan nu justeres i højden fra 24 til 33 cm. Forskellen på det ugåede armlæn og det nye armlæn er beslægtet der nu er udformet som en L-plade istedet for et rør. Det nye armlæn erstatter standardarm lænet på Prio kørestolen.



**Udgået armlæn**  
Med rør-beslag.



**Nyt armlæn**  
Med L-plade beslag.

### Varenavn udgået vare

Varenr.

Armlæn højre L49 cm

H 26-33 cm

27714-1

Armlæn venstre L49 cm

H 26-33 cm

27714-2

### Udgår

Uge 45. 2018

### Varenavn ny vare

Beskrivelse

Varenr.

Armlæn højre L49 cm

H 24-33 cm

28438-1

Armlæn venstre L49 cm

H 24-33 cm

28438-2

### Indføres fra

Uge 45. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent  
eller Intern salg på:  
info@etac.dk  
tlf. +45 79 68 58 33