

Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

PI - Produktinformation

Mustang, ganghjælpemiddel

Mustang fås nu også i en udgave med nye Slimline hjul. Brugere der har fundet mustang lidt tung at køre rundt med, vil finde de nye Slimline modeller mere manøvre venlige.

Der er mindre friktion i Slimline hjulet, som bl.a. gør den meget egnet til indendørs brug. Gælder for alle størrelser. Desuden kan Mustang str. 1 nu fås med 8" hjul ved valg af den nye Slimline model.



Produkt	Varenr.	HMI-nr.
Mustang str. 1 m 8" Slim line hjul	31869015-SL	111237
Mustang str. 2 m 8" Slim line hjul	31869024-SL	111239
Mustang str. 3 m 8" Slim line hjul	31869033-SL	111242
Mustang str. 4 m 8" Slim line hjul	31869042-SL	111245

Leveres fra Uge 45. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

 etac®