



Nyt produkt



Erstatter produkt



Supplement til eksisterende produkt



Udgår

# PI - Produktinformation

## Molift Raiser Pro erstatter Molift Raiser

Vores nye forflytningsplatform fra Molift er udført i et nyt design og med nye features.



### To-delt pude til benstøtte

Den polstrede benstøtte er nu en to-delt pude med en blød og hygiejnisk polstring. Den er nem at justere i højden med én hånd og hver pude kan justeres individuelt.

### Dobbelte fastgørelsespunkter

Det er lettere for hjælperen at fastgøre tilbehøret, når fastgørelsespunkterne er placeret på siden af håndtaget istedet for på bagsiden.

### Stærkere og lavere basisplade

Den vinklede kant og indstignings-højde på kun 35 mm gør det nemt at få fødderne op på fodpladen. Fodpladen er udført i formstøbt aluminium, hvilket gør platformen stærkere end tidligere.

### Dybere kurve for toilet

Fodpladen har et kurvet design, der er dybere end tidligere og som derved passer mod de fleste toiletter. Derved gøres det nemmere for brugeren at komme tæt på toilettet.

### Centralbremse

Fodbremsen låser begge hjul samtidig. Det lukkede bremsesystem sikrer bedre bremsefunktion og udelukker snavs. Når bremsen aktiveres, kan man høre en tydelig klik-lyd.

Ved spørgsmål kontakt din konsulent  
eller Intern salg på:  
info@etac.dk  
tlf. +45 79 68 58 33

etac®

Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

Produkt

Varenr.

HMI-nr.

Molift Raiser Pro

16090204

115155

Leveres fra

Uge 16 2019

Fra uge 16 2019 hvor vores nye Molift Raiser Pro introduceres vil vores tidligere model Molift Raiser blive udfaset.



Produkt

Varenr.

HMI-nr.

Molift Raiser

16090202

71251

Udfases fra

Uge 16 2019

Ved spørgsmål kontakt din konsulent  
eller Intern salg på:  
info@etac.dk  
tlf. +45 79 68 58 33