

Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

# PI - Produktinformation

## Nyt tilbehør til Caribou, Toucan og Gazelle

Caribou, Toucan og Gazelle har det grå plastbord med balje og dækplade til fælles. Vi introducerer nu en polstring med flere gode egenskaber til bordet:

- Det er fast uden at være hårdt
- Det er komfortabelt at læne sig på og beskytter armene
- Den afrundede udskæring gør, at bordet kommer tæt på kroppen og giver albuestøtte
- Den høje kant på bordet er afdækket
- Det kan bruges på eksisterende borde

Vi har lavet 3 versioner:

31862135-0: har en firkantet udskæring og anvendes, når udskæringen i bordet gerne vil bibeholdes. Til frontstående brug.

31862135-1: har en lille afrundet udskæring magen til størrelsen på bord str. 1 til x:panda. Egnede til små/tynde brugere. Til rygstående brug.

31862135-2: har en større afrundet udskæring magen til størrelsen på bord 2 til x:panda. Egnede til større brugere. Til rygstående brug.

Se videoen her: [YouTube](#)



Produkt	Beskrivelse	Varenr.
Polstring med firkantet udskæring til frontstående brug. 400 mm udskæring	Skumpolstring m. betræk til gråt plastbord m. balje og dækplade	31862135-0
Polstring med lille afrundet udskæring til rygstående brug. 280 mm udskæring	Skumpolstring m. betræk til gråt plastbord m. balje og dækplade	31862135-1
Polstring med stor afrundet udskæring til rygstående brug. 350 mm udskæring	Skumpolstring m. betræk til gråt plastbord m. balje og dækplade	31862135-2
Leveres fra		Uge 36. 2019

Ved spørgsmål kontakt din konsulent eller Intern salg på:  
 info@etac.dk  
 tlf. +45 79 68 58 33

**etac**<sup>®</sup>