

Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

PI - Produktinformation

Nyhed Etac Swift Mobil-2

Swift Mobil-2 er en fleksibel bade- og toiletstol, som giver de bedste muligheder for personlig pleje og komfort. Den er nem at manøvrere og kan tilpasses i forhold til forskellige brugeres behov.

Unikt sæde

Sædet har åbning bagtil, hvilket giver hjælperen nem adgang til at assistere ved personlig pleje. Sædets overflade har "Etac Easy Clean" mønster, som giver en perfekt balance imellem friktion og rengøringsvenlighed.

Komfortabel aflastning

Til brugere, som er ekstra følsomme, fås bløde sæder, der både giver støtte og komfortabel aflastning. Den bløde rygpolsstring, som tørrer hurtigt, har indbyggede stropper, som gør det muligt at indstille ryggen optimalt til den enkelte bruger.

Nem og fleksibel tilpasning

Swift Mobil-2 har en maksimum brugervægt på 160 kg som standard, og den kan let højdejusteres fra 45 – 60 cm uden brug af værktøj. Armlænene kan justeres i højde og bredde, 6 cm i hver retning. Swing-away fodstøtterne er højdejusterbare og fås også i en kort version, som f.eks. kan anvendes i kombination med et højere, blødt sæde.

Swift Mobil-2 fås med en XL-ryg, så større brugeres behov kan imødekommes. XL-ryggen skal tilkøbes som tilbehør.



Sæde med åbning bagtil

Giver nem adgang for personlig pleje, og komfort for brugeren. Den unikke overflade, specielt udviklet til Etac, har den perfekte balance mellem friktion og rengøringsvenlighed, anti-skridsikker og hygiejnisk!



Justerbare armlæn som standard

Nem tilpasning i forhold til forskellige brugeres behov. Justerbare både i højde og bredde, +/- 6 cm i hver retning.



Justerbar rygpolsstring

Nem at tilpasse i forhold til brugerens figur, kropsholdning og behov for komfort. Rygbetrækket er fastgjort med 2 stropper omkring skubbebøjlen for ekstra nem justering af nakkestøtte. Blødt og hurtigtørrende materiale.



Svingbare og af-tagelige fodstøtter

Fodplader kan klappes op og stilles i vinkel, hvilket sikrer optimal understøttelse af fødder. Nem indstilling af fodstøtten i forhold til underbenslængde.

Ved spørgsmål kontakt din konsulent eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

 etac®

Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

PI - Produktinformation

Etac Swift Mobil-2 serien



Swift Mobil-2



Swift Mobil-2 vist med XL-ryg, som er et tilbehør



Swift Mobil Tilt-2



Swift Mobil 24''-2

(Produkterne er vist med andre fodplader. Som standard benyttes 80209446, opklappelige og vinkeljusterbare fodstøtter).

Tilbehør, nyheder og opdateringer

Nye, bløde komfortsæder med åbning bagtil, 4 cm og 2 cm. Disse sæder kan ikke benyttes på ældre Swift Mobil modeller.

XL-ryg. Passer til Swift Mobil-2 og Swift Mobil 24''-2. (ikke til tilt-modellen).

Nye, kortere fodstøtter

Ny hofte-/brystsele, polstret. Komfortabel positioneringsstøtte. Eksisterende seler beholdes i sortimentet.

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

etac®

Nyt produkt Erstatter produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

PI - Produktinformation

Etac Swift Mobil-2 serien



Blødt sæde 4 cm



Blødt sæde 2cm



Hofte- og
brystsele
Sælges fra novem-
ber 2019.



Korte fodstøtter



XL-ryg

Produkt	Beskrivelse	Varenr.	HMI Nr.
Swift Mobil 2	Inkl. bækkenholder og opklappelige fodstøtter	80229463	118816
Swift Mobil Tilt-2	Inkl. bækkenholder og opklappelige fodstøtter	80229473	118817
Swift Mobil 24"-2	Inkl. bækkenholder og opklappelige fodstøtter	80229464	118818
Blødt komfortsæde 2	2 cm højt, åbning bagtil	80209518	
Blødt komfortsæde 4	4 cm højt, åbning bagtil	80209519	
Korte benstøtter	Komplet. (par)	80209520	
Hofte-brystsele	2-delt sele med spænder	80209524	
XL-ryg	XL-ryg til montering på Swift Mobil-2 og Swift Mobil 24"-2	80209454	

Leveres fra

Uge 36

Produkt	Beskrivelse	Varenr.	HMI Nr.
Swift Mobil	Inkl. bækkenholder og opklappelige fodstøtter	80209463	50712
Swift Mobil Tilt	Inkl. bækkenholder og opklappelige fodstøtter	80209476	50714
Swift Mobil XL 160	Inkl. bækkenholder og opklappelige fodstøtter	80209422	55290
Swift Mobil 24"	Inkl. bækkenholder og opklappelige fodstøtter	80209464	52168

Udgår fra

Uge 36

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33