

Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

# PI - Produktinformation

## Swing-away armlæn til Wombat Living

Nye armlæn er nu tilgængelige til aktivitetsstolen Wombat Living. Armlæne tilføjer øget funktionalitet og uafhængighed for brugeren.

Ved at trække i et håndtag kan armlæne svinges væk, hvilket gør forflytning til og fra stolen nemmere. Det gør det også muligt at anvende stolen tæt på et bord, uden at armlæne er i vejen. Der er stadig mulighed for individuel indstilling af sæde-højde og vinkling af armlæn.

Et ombygningskit gør det muligt at montere swing-away led på eksisterende armlæn.

Se videoen her: [YouTube](#)



Produkt	Beskrivelse	Varenr.
Kort Swing-away armlæn WL	Passer til: Wombat Living og Wombat Solo str, 1,2 og 3	3195112-1S
Langt Swing-away armlæn, WL	Passer til: Wombat Living og Wombat Solo str, 1,2 og 3	3195113-1S
Kit: fra fast armlæn til Swing-away	Passer til: Wombat Living og Wombat Solo str, 1,2 og 3	3195112-SW
Leveres fra		Uge 36. 2019

Ved spørgsmål kontakt din konsulent  
eller Intern salg på:  
info@etac.dk  
tlf. +45 79 68 58 33

 etac®