

Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

PI - Produktinformation

Molift Quick Raiser 1 relanceres i Danmark

Efter ønske fra kunderne vender den populære Molift Quick Raiser 1 tilbage i Etacs varesortiment i Danmark.

I kraft af sit kompakte design og lave egenvægt er Molift Quick Raiser 1 stabil og nem at manøvrere. Hjulenes unikke position og understellets næsten perfekte vægtfordeling giver en lille svingradius med stor manøvrerdygtighed, selv i små rum.

Naturligt bevægelsesmønster

Den skråtstillede løftesøjle giver et naturligt bevægelsesmønster og opfylder behovene for løft for brugere, som i nogen grad selv kan deltage under løftet.

Molift Quick Raiser 1 har en max. belastning på 160 kg. Det meget lave understel (7 cm) og den smalle front (34 cm) passer godt omkring toiletter og under de fleste senge, stole og kørestole.

Se video af Molift Quick Raiser 1 i funktion her: [YouTube](#)



Produkt

Molift Quick Raiser 1

Varenr.

M04150

HMI-nr.

120618

Leveres fra

Uge 2 2020

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

The logo for Etac, consisting of a stylized circular icon followed by the word "etac" in a bold, lowercase sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right.