

PI – Produktinformation

Flamingo og Flamingo High-low 2020-udgaver

Fra februar 2020 leverer vi Flamingo og Flamingo High-low i opdaterede udgaver.

For **Flamingo High-lows** vedkommende er den mest iøjefaldende og hjælpervenlige forandring, den nye placering af pedalerne til indstilling af højde og tilt. De vil nu være placeret foran på rammen. Dette vil gøre den endelige indstilling af højde over toilettet nemmere for hjælperen.

Desuden får udformningen af tværstangen forrest en mere markant og dybere form for at passe bedre til forskellige typer toiletter. Den øverste del af gasfjederfastgørelsen vil være lavet med en bevægelig samling, der sikrer, at gasfjederen udnyttes optimalt.

Fremadrettet vil **Flamingo og Flamingo High-low** i størrelse 3 og 4 blive leveret med rygforstærkning og disse modeller har derfor fået nye varenumre. Størrelse 1 og 2 fortsætter med samme varenumre.

Selve **rygforstærknings kittet** (31880155) har også undergået forandringer i form af ændring af materiale og en lettere justering af den indvendige stang. Det er dette kit der fremadrettet benyttes på vores Flamingo og Flamingo High-low bade- og toiletstole.

Vi tilbyder nu også et reparationskit bestående af 2 stk. plastiklåse samt den indvendige stang til reparation af rygforstærkningen.



Bemærk standardfarven på Flamingo High-low er blå.

Produkt	Udgået varenummer	Nyt varenummer	HMI-nummer
Flamingo High-low, blå, str. 1	31880401-61	31880401-61	101200
Flamingo High-low, blå, str. 2	31880402-61	31880402-61	101193
Flamingo High-low, blå, str. 3, monteret med rygforstærkning	31880403-61	318815503-61	120929
Flamingo High-low, blå, str. 4, monteret med rygforstærkning	31880404-61	318815504-61	120932
Flamingo, grå str. 1	31880001-NL	31880001-NL	25386
Flamingo, grå str. 2	31880002-NL	31880002-NL	25387
Flamingo, grå str. 3, monteret med rygforstærkning	31880003-NL	31885503-NL	120936
Flamingo, grå str. 4, monteret med rygforstærkning	31880004-NL	31885504-NL	120939
Reparationskit til rygforstærkning		31880155-REP	

Indfases fra

Uge 6. 2020

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

etac®

Nogle gange gør små ændringer en stor forskel!

Vi indfaser i løbet af januar 2020 nye **bækkenholdere til Flamingo og Flamingo High-low**. Holderne i rustfri stål erstattes af holdere i plast. Disse nye holdere er endvidere klargjort til montering af sugekopper (31880150). Således skal bækkenholderne ikke længere afmonteres for herefter at montere sugekopper under Flamingosædet for brug i badekar.

Det mindre **bækken** til sæde str. 1 og 2, som oprindeligt er udviklet til Flamingo High-low benyttes nu både på **Flamingo og Flamingo High-low**. Dermed skal man ikke indkøbe forskellige bækkener til de to Flamingo modeller i størrelse 1 og 2. Det betyder, at 31880121-HL og 31880122-HL udgår og erstattes af numrene nedenfor.

Hvis man ønsker at udskifte bækkenholderne på eksisterende Flamingosæder fra gl. til ny udgave, kan nedenstående kit benyttes. Kittet indeholder: bækkenholdere, monteringskraver, samt adapter til sugekopper.



Produkt	Udgået varenummer	Nyt Varenummer
Bækken m. holder for Flamingo og Flamingo High-low str. 1	31880121-HL	31880121
Bækken m. holder for Flamingo og Flamingo High-low str. 2	31880122-HL	31880122
Bækken m. holder for Flamingo og Flamingo High-low str. 3		31880123
Bækken m. holder for Flamingo og Flamingo High-low str. 4		31880124
Pottering m. holder for Flamingo og Flamingo High-low str. 1		31880121-PR
Pottering m. holder for Flamingo og Flamingo High-low str. 1		31880122-PR
Pottering m. holder for Flamingo og Flamingo High-low str. 1		31880123-PR
Pottering m. holder for Flamingo og Flamingo High-low str. 1		31880124-PR
Kit for udskiftning af bækkenholder til ny model for str. 1		31880125-1
Kit for udskiftning af bækkenholder til ny model for str. 2		31880125-2
Kit for udskiftning af bækkenholder til ny model for str. 3		31880125-3
Kit for udskiftning af bækkenholder til ny model for str. 4		31880125-4
Leveres fra		Uge 6. 2020

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

etac[®]