

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår |

Til Crocodile gangstativ

etac[®]

Crocodile gangstativ giver den nødvendige støtte til børn med moderat nedsatte evner til at stå og gå, og giver dem derved muligheden for selv at tage de første skridt til mobilitet.

Til Crocodile str. 1 tilbyder vi nu et starter kit. Dette kit gør det muligt for endnu mindre brugere, at benytte Crocodile, da håndtagene bliver sænket og ført længere ind mod brugeren.

Med det nye starter kit kan børn benytte Crocodile gangstativ fra de er ca. 70 cm høje, afhængig af kropsbygning. Dette gør produktets levetid længere, da det kan benyttes til børn fra 70 cm op til 115 cm.

Rammen er endvidere blevet forkortet en smule, så gangstativet er nemmere at manøvrere for barnet og et sæt anti-tip er inkluderet for øget sikkerhed og uafhængighed.

Denne video viser hvordan starter kittet monteres på Crocodile str. 1. [YouTube](#)



Produkt navn	Beskrivelse	Nyt Art. nr.
Crocodile starter kit	Til Crocodile str. 1	3186801-0
Indfases fra		Uge 19, 2020