

Produktinformation

Gäller: R82 Crocodile

Handtagskit R82 Crocodile

Nu finns ett nytt tillbehör till Crocodile stl 1 som gör att den kan användas även av mindre barn.

Med det nya handtagskitet kan barn börja använda Crocodile när de uppnår en längd på ca 70 cm, beroende på kroppsbyggnad. Det innebär att Crocodile stl 1 kan användas av barn från 70–115 cm, vilket förlänger användningstiden.

Bredd mellan handtagen

Med det nya handtagskitet placeras handtagen 10 cm närmare varandra. Handtagen kommer då närmare kroppen och ger barnet maximal stabilitet. Mått med handtagskit: 90–250 mm, storlek 1: 190–350 mm



Höjd golv till handtag

Crocodile med handtagskit gör att höjden blir lägre för att passa mindre barn. Ramen är fortsatt höjjusterbar vilket gör att den kan växa med barnet. Mått med handtagskit: 380–700 mm, storlek 1: 420–715 mm



Handtagskit – nytt tillbehör



Crocodile stl 1 med handtagskit

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Handtagskit Crocodile stl 0	passar till Crocodile stl 1	3186801-0
Leverans		Finns i lager

2020-06-03

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities