

# Produktinformation

Gäller: R82 Stingray

## Ny pil på körhandtag – sulky R82 Stingray

Nu förbättras pilen på körhandtaget till Stingray och införs på alla Stingray chassin.

Pilen visar på vilket håll sitsen ska roteras. Den nya pilen fästs enkelt som ett clips direkt på handtaget.

Det går att beställa pilen till befintliga chassin på artikelnummer 3114889.

Pilen ersätter den befintliga etiketten och ersätts successivt.



Pil körhandtag Stingray

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Etikett körhandtag Stingray		310493180
Benämning ny artikel		
Pil körhandtag Stingray	svart plast	31149889
Leverans		Införs successivt

2020-08-06

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

  
Creating Possibilities