

Produktinformation



Gäller: Etac Prio

Fäste positioneringsbälte – Nytt tillbehör

etac®

Vi kan nu erbjuda ett extra fäste för positioneringsbälte till Prio.

Detta främre fäste möjliggör montering av både 2- och 4-punktsbälten. Fästet är försett med spår för individuell justering. Montering i armstödsfästet. Levereras i sats för montering på båda sidor.



Fäste för positioneringsbälte Prio

Det nya extra främre fästet möjliggör montering av 2- och 4-punktsbälten.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fäste positioneringsbälte kpl	Prio	28641
Leverans		Vecka 5, 2021

2020-12-02 ID: P35140A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities